



Euro-Power
Ultrimax series 2
Single Use Power Tools

Sternum zaag disposable

SP-002-5



Snelheid	7500 - 11.500 toeren per minuut
Gewicht	735 gram
Zaagblad aansluiting	Linvatec/Hall
Aandrijving	oplaadbare batterij of powerconsole
Verpakking	Steriel per stuk verpakt
Afnamehoeveelheid	5 stuks

Oplaadbare batterij

SP-002-10



Gewicht	210 gram
Type batterij	Li-ION oplaadbaar
Afmetingen	70mm (L) x 60mm (W) x 50m (H)

Batterij-houder steriel

SP-002-11



Oplader voor één batterij

SP-002-8



Oplader voor drie batterijen

SP-002-9



Power console

SP-002-12



Voltage	100-240V
Gewicht	2300 gram
Afmetingen	350 mm (W) x 230 mm (D) x 90 mm (H)

Stroomkabel steriel

SP-002-13



Lengte	3 meter
--------	---------



Oudshoorn chirurgische techniek bv
Wethouder van Eschstraat 38
5342 AT Oss Nederland
T 0412 63 24 00
F 0412 63 66 30
E info@oudshoornbv.com
W www.oudshoornbv.com