



Euro-Power
disposable Power Tools

Voordelen van Euro-Power disposable Power Tools ten opzichte van een reusable boor-zaagsysteem

Een steriele boor of zaag is niet altijd voorhanden.
Sterilisatie is kostbaar en neemt veel tijd in beslag.
Tijd die u niet altijd heeft. Wij begrijpen dit en bieden een effectieve oplossing:
Euro-Power disposable Power Tools.

Het Euro-Power Tools handstuk leveren we steriel en per stuk verpakt.
Na gebruik gooit u het handstuk gewoon weg.

- Altijd een nieuw, betrouwbaar en steriel handstuk voorhanden.
- Geen sterilisatie, onderhoud en reparatie.
- Verlaging van het infectierisico op de operatiekamer.
- Back-up systeem voor uw huidige boor- en zaagsysteem.
- Back-up systeem bij traumatologie en eerste hulp.



Specificaties

Risicoclassificatie	II
CE	0197
Verpakking	Peel-open Blister in Tyvek plastic bag, Carton Box, per stuk steriel verpakt
Inhoud	Handstuk exclusief zaagblad/boor, gebruiksaanwijzing
Aandrijving	Batterij aangedreven systeem

	Bestelinformatie	Productspecificaties
	Euro-Power boor EP-OCT-1 Keyed chuck (<i>afgebeeld</i>) EP-OCT-1Z Zimmer End EP-OCT-1H Hudson End	Snelheid: 1500 RPM Torque: 7.0 Nm Max. power: 300W Gewicht: 870 gram
	Euro-Power reamer EP-OCT-2 Keyed chuck EP-OCT-2Z Zimmer End (<i>afgebeeld</i>) EP-OCT-2H Hudson End	Snelheid: 500 RPM Torque: 15 Nm Max power: 300W Gewicht: 870 gram
	Euro-Power oscillerende zaag EP-OCT-3 <i>Exclusief zaagblad</i> <i>Linvatec/MicroAire aansluiting</i>	0-14.500 cycles per min Cutting ARC 4.0 degree Max Power: 300W Gewicht: 720 gram
	EuroPower reciprocerende zaag EP-OCT-4 <i>Exclusief zaagblad</i> <i>Linvatec/ MicroAire aansluiting</i>	0-12.500 cycles per min Blade stroke 3.0 mm Gewicht: 735 gram
	EuroPower sternum zaag EP-OCT-5 <i>Exclusief zaagblad</i> <i>Linvatec/ MicroAire aansluiting</i>	0-12.500 cycles per min Blade stroke 3.0 mm Gewicht: 735 gram
Accessoires		
Euro-Power Single charger EP-OCT-8 	Euro-Power Triple charger EP-OCT-9 	Euro-Power Battery pack reusable EP-OCT-10 



OUDSHOORN chirurgische techniek BV
Wethouder van Eschstraat 38 • 5342 AT Oss
Telefoon 0412 - 63 24 00 • Fax 0412 - 63 66 30
info@oudshoornbv.com
www.oudshoornbv.com