

Specificaties

Inhoud verpakking	Handstuk, transfer shield, metalen moersleutel
Exclusief	Batterij en zaagblad/boor
Aandrijving	Batterij aangedreven systeem
Zaagbladen	Los te bestellen



Euro-Power
Disposable Power Tools



Euro-Power

Een steriele boor of zaag is niet altijd voorhanden. Sterilisatie is kostbaar en neemt veel tijd in beslag. Wij begrijpen dit en bieden een effectieve oplossing: **Euro-Power disposable Power Tools.**

Het Euro-Power handstuk is steriel en wordt klaar voor gebruik geleverd.

Voordelen

- volledig disposable
- altijd een nieuw, betrouwbaar en steriel handstuk voorhanden
- geen kosten voor sterilisatie, onderhoud en reparatie
- verlaging van het infectierisico
- back-up systeem voor uw huidige boor- en zaagsysteem



Technische specificaties

	Uitvoeringen	Technische specificaties
	Euro-Power boor • Jacobs coupler • Zimmer coupler	Snelheid: 1500 rpm Torque: 7.0 Nm Max. power: 300W Gewicht: 820 gram
	Euro-Power reamer • Jacobs coupler • Zimmer coupler • Hudson coupler	Snelheid: 500 rpm Torque: 15 Nm Max. power: 300W Gewicht: 820 gram
	Euro-Power oscillerende zaag <i>Exclusief zaagblad</i> Linvatec/MicroAire aansluiting	Snelheid: 0-14.500 cpm Zaaguitslag: 4.0° Max. power: 300W Gewicht: 695 gram
	Euro-Power reciprocerende zaag <i>Exclusief zaagblad</i> Linvatec/MicroAire aansluiting	Snelheid: 0-12.500 cpm Uitslag blad: 3.0 mm Gewicht: 760 gram
	Euro-Power sternum zaag <i>Exclusief zaagblad</i> Linvatec/MicroAire aansluiting	Snelheid: 0-12.500 cpm Uitslag blad: 3.0 mm Gewicht: 788 gram

Batterij en oplaadstations

Euro-Power enkele oplader

Euro-Power drievoudige oplader

Euro-Power herbruikbare batterij
Gewicht 180 gram

