

INTEOS® HCSac 3.5 Clavicula Hakenplatte  
innovatives laterales Claviculaplattensystem




# Vorteile der INTEOS®

## HCSac 3.5 Clavicula Hakenplatte

Die INTEOS® HCSac 3.5 Clavicula Hakenplatte ist die Lösung für die Fixation sowohl lateraler Claviculafrakturen als auch von Verletzungen des Akromioklavikulargelenks. Die anatomisch korrekte Passform mit verschiedenen Hakenhöhen sowie die **winkelstabile & polyaxiale** Platten-Schrauben-Verbindung zeichnen diese Platte von Hofer Medical Solutions aus.

- + Exakte anatomische Vorbiegung der Platte zur operativen Therapie von lateralen Claviculafrakturen
- + Es wird eine bewegungsstabile und anatomisch gerechte Rekonstruktion für eine frühfunktionelle Bewegung ermöglicht.
- + Drei verschiedene Hakenhöhen mit 11, 14 und 17mm stehen zur Auswahl
- + Bis zu 4 unterschiedliche Plattenlängen in linker und rechter Ausführung zur optimalen Anpassung an die Anatomie des Patienten
- + Langlöcher zum Positionieren der Platte in medial-lateraler sowie anterior-posterior Richtung
- + Spezielle, nach anterior geschwungene und abgerundete Hakenform zur Unterstützung und Schonung des supraspinatus.
- + Komplett versenkbare Schraubenköpfe bei hoher polyaxialer Winkelstabilität
- + Minimierte Irritation der Weichteile dank der verrundeten Geometrie der Platte und tief sitzenden Schraubenköpfen
- + Winkelstabiler und polyaxialer Verblockungsmechanismus
- + Systemmehrwert: Kompatibel mit Schrauben und Instrumenten des INTEOS® 3.5 System



L

## INTEOS® HCSac 3.5 Clavicula Hakenplatte H-11 ws wv



Plattenstärke 3,0 mm  
Kompatibel zu:  
INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10

Titan	Lochanzahl	Hackenhöhe	Länge	Seite	VPe
750-100-110-005	5	11	68 mm	links	1
750-100-110-006	6	11	76 mm	links	1
750-100-110-008	8	11	96 mm	links	1
750-100-110-010	10	11	112 mm	links	1
750-100-111-005	5	11	68 mm	rechts	1
750-100-111-006	6	11	76 mm	rechts	1
750-100-111-008	8	11	96 mm	rechts	1
750-100-111-010	10	11	112 mm	rechts	1

### Zusatzoptionen

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril	
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial	<b>Nicht implantieren!</b>

L

## INTEOS® HCSac 3.5 Clavicula Hakenplatte H-14 ws wv



Plattenstärke 3,0 mm  
Kompatibel zu:  
INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10

Titan	Lochanzahl	Hackenhöhe	Länge	Seite	VPe
750-100-140-005	5	14	68 mm	links	1
750-100-140-006	6	14	76 mm	links	1
750-100-140-008	8	14	96 mm	links	1
750-100-140-010	10	14	112 mm	links	1
750-100-141-005	5	14	68 mm	rechts	1
750-100-141-006	6	14	76 mm	rechts	1
750-100-141-008	8	14	96 mm	rechts	1
750-100-141-010	10	14	112 mm	rechts	1

### Zusatzoptionen

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril	
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial	<b>Nicht implantieren!</b>

L

## INTEOS® HCSac 3.5 Clavicula Hakenplatte H-17 ws wv



Plattenstärke 3,0 mm  
Kompatibel zu:  
INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10

Titan	Lochanzahl	Hackenhöhe	Länge	Seite	VPe
750-100-170-005	5	17	68 mm	links	1
750-100-170-006	6	17	76 mm	links	1
750-100-170-008	8	17	96 mm	links	1
750-100-170-010	10	17	112 mm	links	1
750-100-171-005	5	17	68 mm	rechts	1
750-100-171-006	6	17	76 mm	rechts	1
750-100-171-008	8	17	96 mm	rechts	1
750-100-171-010	10	17	112 mm	rechts	1

### Zusatzoptionen

S	xxx-xxx-xxx-xxx-S	Steril	
T	xxx-xxx-xxx-xxx-T	Trial	<b>Nicht implantieren!</b>



**AUSTRIA**

HOFER GMBH & CO KG  
Jahnstrasse 10-12  
A 8280 Fürstenfeld  
TEL: +43(0)3382/53388  
FAX: +43(0)3382/53093  
office@hofer-medical.com  
www.hofer-medical.com  
FN21826y  
UID ATU30764704



**GERMANY**

HOFER-MEDICAL GMBH  
Ruhrtalstraße 52-60  
D 45239 Essen  
TEL: 0800-700 80 22 (innerhalb BRD)  
FAX: +49 201 56599 1069  
office@hofer-medical.de  
www.hofer-medical.com  
HRB24645  
UID DE290596924



**ITALY**

HOFER MEDICAL ITALIA S.R.L.  
Via della Rena, 26  
I - 39100 Bolzano

Tel: +39 393 8950481  
FAX: +39 06 81151148  
office@hofer-medical.it  
www.hofer-medical.com  
RM-1454597  
UID IT13534721009



**POLAND**

HOFER GMBH & CO KG SPÓŁKA  
KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W POLSCE  
Radkowska 9  
PL 57-402 Nowa Ruda

Tel.Kom.:+48603224112  
Fax: +48 748712273  
office@hofer-medical.pl  
www.hofer-medical.com  
REGON 141527293  
UID PL1070011771

## creating partnership

Partnerschaft ist für uns das Ergebnis langjähriger zufriedener Beziehung in allen Bereichen unseres Wirkens. Die verlässliche Knochenheilung für den Patienten, die optimale Handhabung der Systeme für Ärzte und OP-Mitarbeiter, sowie die einfache Aufbereitung der Instrumente festigen diese Partnerschaft immer wieder aufs Neue.

„Creating“ bedeutet für uns viel mehr als nur Antworten in Form von innovativen Produktlösungen zu finden.

Für uns ist es das Ergebnis von höchsten Qualitätsansprüchen, ständiger Weiterentwicklung, innovativen Produkten, optimalem Service für Patienten, Ärzte und OP-Mitarbeiter, und das rund um die Uhr.

Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten, unserem Unternehmen, den Mitarbeitern oder den Produktionsmethoden haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Ihr Hofer Medical Solutions Team

vCard

