


Artikelübersicht
Item Overview

INTEOS® - Kleinfragment

INTEOS® - Small Fragment



Implantate-Übersicht: Schrauben <i>Implants Overview: Screws</i>	SF-1
Implantate-Übersicht: Platten <i>Implants Overview: Plates</i>	SF-2
Unterarm <i>Forearm</i>	SF-2.1
Oberarm <i>Upper Arm</i>	SF-2.2
Fuß & Unterschenkel <i>Foot & Lower Leg</i>	SF-2.3
Clavicula <i>Clavicle</i>	SF-2.4
Allgemeine Platten und Unterlagscheibe <i>General Plates and Washer</i>	SF-2.5
Instrumente-Übersicht <i>Instruments Overview</i>	SF-3
Standardinstrumente <i>Standard Instruments</i>	SF-3.1
Zusatzinstrumente <i>Additional Instruments</i>	SF-3.2
Ablagesystem <i>System Tray</i>	SF-4
Hofer-Leih-System <i>Hofer-Loan-System</i>	SF-5

Warnung

Diese Beschreibung reicht zur sofortigen Anwendung der Implantate und des Instrumentariums nicht aus. Eine Einweisung in die Handhabung dieses Instrumentariums durch einen darin erfahrenen Chirurgen wird dringend empfohlen.

Warning

*This description does not suffice for immediate usage of the implants and instruments.
A briefing by a surgeon experienced in this field in the handling of these instruments is highly recommended.*

Vielen Dank, dass Sie sich für das HOFER KLEINFRAGMENTOSTEOSYNTHESE System INTEOS® entschieden haben.

Wir haben bei der Entwicklung dieser Technologie besonderen Wert auf folgende Bereiche gelegt wie

Präoperative Planung:

- Klarer und stimmiger Aufbau der Ablagesysteme
- Geringer logistischer Aufwand: Ein Ablagesystem für verschiedenste Anwendungen durch kundenspezifische Ausführung

Intraoperative Handhabung:

- Kontinuierliche multidirektionale bei gleichzeitiger winkelstabiler Verschraubung bewirken fast unbegrenzte Versorgungsmöglichkeiten
- Verbesserung der Verbindung Schraube / Schraubenschlüssel mit Selbsthaltefunktion und
- Steigerung des übertragbaren Drehmoments zwischen Schrauben und Schraubenschlüssel
- Verbesserung der Beschriftungen zur Schraubenentnahme / Schraubenmessung
- Anatomische Anformbarkeit der Implantate ohne Verlust der winkelstabilen und winkelvariablen Eigenschaften
- Übersichtlichkeit des Implantatablagesystemes

Postoperative Handhabung:

- Reinigungs- und sterilisationsfreundliche Ausführung der Komponenten
- Verringerter Platzbedarf in der Lagerung
- 24h Lieferservice bei Standardprodukten

Unser Team hat hierbei höchste Maßstäbe bei der Konstruktion, der Produktion in der eigenen Fertigungsstätte, der Endkontrolle, dem 24h Lieferservice auf Standardprodukte, dem Kundenservice und Support angelegt und erfolgreich umgesetzt.

Wir hoffen, Sie damit in Ihrer täglichen Arbeit durch diese qualitativen Standards auf höchstem Niveau zu unterstützen und freuen uns, Sie in der stetig wachsenden HOFER Anwender Gruppe begrüßen zu dürfen.

Unser Dank gebührt ebenfalls den vielen Mitarbeitern der Kliniken und Krankenhäuser, welche uns mit Rat und Tat in allen Bereichen des klinischen Alltages bei der Entwicklung sowie Erprobung der Ablagesysteme, Instrumentarien, Implantate und Operationsmethoden erheblich unterstützten und somit deren Wissen zur Steigerung der Gesamtqualität zur Verfügung stellten.

Ihr HOFER Team

Thank you for having decided to work with the HOFER SMALL FRAGMENT OSTEOSYNTHESIS System INTEOS®.

The development of this product line results in an incorporation of aspects such as

Pre-operative planning:

- Clear and concise system tray arrangement
- Minimal logistical effort: One tray for manifold applications by customer specific setup

Intra-operative handling:

- Continuous multidirectional and angle stable screw placement for an almost unrestricted operative fracture treatment
- Improved screw-screwdriver connection with self holding function and
- Improved torque transmission between screwdriver and bone screw
- Improved labelling for screw pick up and screw measurement
- Anatomic specific re-shaping of implants without losing the angle stable and angle variable properties
- Clear arrangement of implant system tray

Post-operative handling:

- Comfortable handling of the components for cleaning and sterilisation
- Reduced storage space necessary
- 24h delivery service (for standard products)

Our team set and realized successfully highest standards for the design, the in-house production, the final inspections, the 24h delivery service (for standard products) and customer service and support.

It is our main objective to support you in your daily work by our highest quality standards. We are very pleased to welcome you within the constantly growing group of HOFER customers.


We also would like to say thank you to the clinicians supporting us with their clinical expertise in every aspect during the different product development phases of system trays, instruments, implants and surgical techniques to significantly improve the overall quality of the products.

Sincerely your HOFER Team



Hofer-medical bietet zur sicheren Handhabung sowie den unterschiedlichen OP Techniken gerne detaillierte Schulungen an.

Hofer-medical gladly offers detailed training in safe handling and various surgical techniques.



Bitte kontaktieren sie unsere 24/7 Service Hotline:

Tel.: +43 (0)3382 53388
Mail: office@hofer-medical.com


Please contact our 24/7 service hotline:

Tel.: +43 (0)3382 53388
Mail: office@hofer-medical.com

1 Bezeichnung des Produktes Deutsch
 Name of the product polish

INTEOS® Verriegelungsschraube Ø 3,0 (winkelstabil & multidirektional) ws vv ss
INTEOS® Locking Screw Ø 3.0 (angle stable & multidirectional) as av st

2 Bezeichnung des Produktes English
 Name of the product English



Symbolbild
 Symbolic figure

3		4		5	
Titan Titanium		Durchmesser Diameter	Länge Length	VPe PU	
Material Material	Produktspezifische Merkmale wie: Durchmesser, Länge, Lochanzahl, etc. Item specific features, e.g.: Diameter, Length, Number of Holes,...			Verpackungs- einheit Packing unit	
Artikelnummer Item number					
716-110-030-008	Ø 3,0 mm	8 mm	1		
716-110-030-010	Ø 3,0 mm	10 mm	1		
716-110-030-012	Ø 3,0 mm	12 mm	1		
716-110-030-014	Ø 3,0 mm	14 mm	1		
716-110-030-016	Ø 3,0 mm	16 mm	1		
716-110-030-018	Ø 3,0 mm	18 mm	1		
716-110-030-020	Ø 3,0 mm	20 mm	1		
716-110-030-022	Ø 3,0 mm	22 mm	1		
716-110-030-024	Ø 3,0 mm	24 mm	1		
716-110-030-026	Ø 3,0 mm	26 mm	1		
716-110-030-028	Ø 3,0 mm	28 mm	1		
716-110-030-030	Ø 3,0 mm	30 mm	1		
716-110-030-032	Ø 3,0 mm	32 mm	1		
716-110-030-034	Ø 3,0 mm	34 mm	1		
716-110-030-036	Ø 3,0 mm	36 mm	1		
716-110-030-038	Ø 3,0 mm	38 mm	1		
716-110-030-040	Ø 3,0 mm	40 mm	1		
716-110-030-042	Ø 3,0 mm	42 mm	1		
716-110-030-044	Ø 3,0 mm	44 mm	1		
716-110-030-046	Ø 3,0 mm	46 mm	1		
716-110-030-048	Ø 3,0 mm	48 mm	1		
716-110-030-050	Ø 3,0 mm	50 mm	1		
716-110-030-052	Ø 3,0 mm	52 mm	1		
716-110-030-054	Ø 3,0 mm	54 mm	1		
716-110-030-056	Ø 3,0 mm	56 mm	1		
716-110-030-058	Ø 3,0 mm	58 mm	1		
716-110-030-060	Ø 3,0 mm	60 mm	1		

7

Technische Erläuterungen Technical annotations

Schraubendurchmesser 3,0 mm
 Kerndurchmesser 2,1 mm
 Kopfdurchmesser 4,0 mm
 Bohrer f Gewindeloch 2,5 mm
 Kompatibel zur ForceDRIVE T8

Screw diameter 3.0 mm
 Core diameter 2.1 mm
 Head diameter 4.0 mm
 Drill bit for threaded hole 2.5 mm
 Compatible to ForceDRIVE T8



Achtung: Produkt als linke und rechte Version erhältlich
Attention: Left & right versions of the item



Achtung: Für weitere Informationen siehe entsprechende Gebrauchsanweisung
Attention: For further information refer to the respective instruction manual



Achtung: Operationsanleitung beachten
Attention: Be aware of the manual of the surgical technique

Verfügbare Verriegelungssysteme *Available Locking Systems*



Größe S, Kopfdurchmesser Ø 3,0 mm
Size S, Head diameter Ø 3.0 mm



Größe M, Kopfdurchmesser Ø 4,0 mm
Size M, Head diameter Ø 4.0 mm



Größe L, Kopfdurchmesser Ø 5,5 mm
Size L, Head diameter Ø 5.5 mm



Titan
Titanium



Bohrung winkelstabil & winkelvariabel
Fixed-angle and variable angle holes



Bohrung winkelstabil & limitiert winkelvariabel
Fixed angle holes and holes with a limited angle



Verpackungseinheit
Packing unit



ForceDRIVE T6
ForceDRIVE T6



ForceDRIVE T8
ForceDRIVE T8



ForceDRIVE T10
ForceDRIVE T10



Plattenstärke
Plate thickness

Abkürzungen:

AO-SK	AO-Schnellkupplung
Dental-SK	Dental-Schnellkupplung
SW	Schlüsselweite
ws	winkelstabil
nws	nicht winkelstabil
wv	winkelvariabel
ss	selbstschneidend
mis	minimal invasiv

Abbreviations:

AO-QC	AO-Quick Coupling
Mini-QC	Mini-Quick Coupling
WS	Wrench Size
as	angle stable
nas	not angle stable
av	angle variable
st	self-tapping
mis	minimal invasive

INTEOS® - Implantatschrauben

INTEOS® - Implant Screws



S

INTEOS® Ø 2,5 Verriegelungsschraube (winkelstabil & multidirektional) ws vv ss**INTEOS® Ø 2.5 Locking Screw (angle stable & multidirectional) as av st**

Schraubendurchmesser 2,5 mm
 Kerndurchmesser 1,8 mm
 Kopfdurchmesser 3,0 mm
 Bohrer für Gewindeloch 2,0 mm
 Kompatibel zu ForceDRIVE T6

Screw diameter 2.5 mm
 Core diameter 1.8 mm
 Head diameter 3.0 mm
 Drill bit for threaded hole 2.0 mm
 Compatible to ForceDRIVE T6

Titan	Durchmesser	Länge	VPe
Titanium	Diameter	Length	PU
716-140-025-006	Ø 2,5 mm	6 mm	1
716-140-025-008	Ø 2,5 mm	8 mm	1
716-140-025-010	Ø 2,5 mm	10 mm	1
716-140-025-012	Ø 2,5 mm	12 mm	1
716-140-025-014	Ø 2,5 mm	14 mm	1
716-140-025-016	Ø 2,5 mm	16 mm	1
716-140-025-018	Ø 2,5 mm	18 mm	1
716-140-025-020	Ø 2,5 mm	20 mm	1
716-140-025-022	Ø 2,5 mm	22 mm	1
716-140-025-024	Ø 2,5 mm	24 mm	1
716-140-025-026	Ø 2,5 mm	26 mm	1
716-140-025-028	Ø 2,5 mm	28 mm	1
716-140-025-030	Ø 2,5 mm	30 mm	1
716-140-025-032	Ø 2,5 mm	32 mm	1
716-140-025-034	Ø 2,5 mm	34 mm	1
716-140-025-036	Ø 2,5 mm	36 mm	1
716-140-025-038	Ø 2,5 mm	38 mm	1
716-140-025-040	Ø 2,5 mm	40 mm	1
716-140-025-042	Ø 2,5 mm	42 mm	1
716-140-025-044	Ø 2,5 mm	44 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

S

INTEOS® Ø 2,5 Standardschraube (nicht winkelstabil) ss**INTEOS® Ø 2.5 Standard Screw (not angle stable) st**

Schraubendurchmesser 2,5 mm
 Kerndurchmesser 1,8 mm
 Kopfdurchmesser 3,5 mm
 Bohrer für Gewindeloch 2,0 mm
 Kompatibel zu ForceDRIVE T6

Screw diameter 2.5 mm
 Core diameter 1.8 mm
 Head diameter 3.5 mm
 Drill bit for threaded hole 2.0 mm
 Compatible to ForceDRIVE T6

Titan	Durchmesser	Länge	VPe
Titanium	Diameter	Length	PU
716-145-025-006	Ø 2,5 mm	6 mm	1
716-145-025-008	Ø 2,5 mm	8 mm	1
716-145-025-010	Ø 2,5 mm	10 mm	1
716-145-025-012	Ø 2,5 mm	12 mm	1
716-145-025-014	Ø 2,5 mm	14 mm	1
716-145-025-016	Ø 2,5 mm	16 mm	1
716-145-025-018	Ø 2,5 mm	18 mm	1
716-145-025-020	Ø 2,5 mm	20 mm	1
716-145-025-022	Ø 2,5 mm	22 mm	1
716-145-025-024	Ø 2,5 mm	24 mm	1
716-145-025-026	Ø 2,5 mm	26 mm	1
716-145-025-028	Ø 2,5 mm	28 mm	1
716-145-025-030	Ø 2,5 mm	30 mm	1
716-145-025-032	Ø 2,5 mm	32 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request


INTEOS® Verriegelungsschraube Ø 2,5 (winkelstabil & multidirektional) ws vv ss
INTEOS® Locking Screw Ø 2.5 (angle stable & multidirectional) as av st


Schraubendurchmesser 2,5 mm
 Kerndurchmesser 1,6 mm
 Kopfdurchmesser 4,0 mm
 Bohrer für Gewindeloch 2,0 mm
 Kompatibel zu ForceDRIVE T8

Screw diameter 2.5 mm
 Core diameter 1.6 mm
 Head diameter 4.0 mm
 Drill bit for threaded hole 2.0 mm
 Compatible to ForceDRIVE T8

Titan	Durchmesser	Länge	VPe
Titanium	Diameter	Length	PU
716-110-025-008	Ø 2,5 mm	8 mm	1
716-110-025-009	Ø 2,5 mm	9 mm	1
716-110-025-010	Ø 2,5 mm	10 mm	1
716-110-025-011	Ø 2,5 mm	11 mm	1
716-110-025-012	Ø 2,5 mm	12 mm	1
716-110-025-013	Ø 2,5 mm	13 mm	1
716-110-025-014	Ø 2,5 mm	14 mm	1
716-110-025-015	Ø 2,5 mm	15 mm	1
716-110-025-016	Ø 2,5 mm	16 mm	1
716-110-025-017	Ø 2,5 mm	17 mm	1
716-110-025-018	Ø 2,5 mm	18 mm	1
716-110-025-019	Ø 2,5 mm	19mm	1
716-110-025-020	Ø 2,5 mm	20 mm	1
716-110-025-022	Ø 2,5 mm	22 mm	1
716-110-025-024	Ø 2,5 mm	24 mm	1
716-110-025-026	Ø 2,5 mm	26 mm	1
716-110-025-028	Ø 2,5 mm	28 mm	1
716-110-025-030	Ø 2,5 mm	30 mm	1
716-110-025-032	Ø 2,5 mm	32 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request


INTEOS® Verriegelungsschraube Ø 3,0 (winkelstabil & multidirektional) ws vv ss
INTEOS® Locking Screw Ø 3.0 (angle stable & multidirectional) as av st


Schraubendurchmesser 3,0 mm
 Kerndurchmesser 2,1 mm
 Kopfdurchmesser 4,0 mm
 Bohrer für Gewindeloch 2,5 mm
 Kompatibel zu ForceDRIVE T8

Screw diameter 3,0 mm
 Core diameter 2,1 mm
 Head diameter 4,0 mm
 Drill bit for threaded hole 2,5 mm
 Compatible to ForceDRIVE T8

Titan	Durchmesser	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Diameter</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>
716-110-030-008	Ø 3,0 mm	8 mm	1
716-110-030-010	Ø 3,0 mm	10 mm	1
716-110-030-012	Ø 3,0 mm	12 mm	1
716-110-030-014	Ø 3,0 mm	14 mm	1
716-110-030-016	Ø 3,0 mm	16 mm	1
716-110-030-018	Ø 3,0 mm	18 mm	1
716-110-030-020	Ø 3,0 mm	20 mm	1
716-110-030-022	Ø 3,0 mm	22 mm	1
716-110-030-024	Ø 3,0 mm	24 mm	1
716-110-030-026	Ø 3,0 mm	26 mm	1
716-110-030-028	Ø 3,0 mm	28 mm	1
716-110-030-030	Ø 3,0 mm	30 mm	1
716-110-030-032	Ø 3,0 mm	32 mm	1
716-110-030-034	Ø 3,0 mm	34 mm	1
716-110-030-036	Ø 3,0 mm	36 mm	1
716-110-030-038	Ø 3,0 mm	38 mm	1
716-110-030-040	Ø 3,0 mm	40 mm	1
716-110-030-042	Ø 3,0 mm	42 mm	1
716-110-030-044	Ø 3,0 mm	44 mm	1
716-110-030-046	Ø 3,0 mm	46 mm	1
716-110-030-048	Ø 3,0 mm	48 mm	1
716-110-030-050	Ø 3,0 mm	50 mm	1
716-110-030-052	Ø 3,0 mm	52 mm	1
716-110-030-054	Ø 3,0 mm	54 mm	1
716-110-030-056	Ø 3,0 mm	56 mm	1
716-110-030-058	Ø 3,0 mm	58 mm	1
716-110-030-060	Ø 3,0 mm	60 mm	1
716-110-030-062	Ø 3,0 mm	62 mm	1
716-110-030-064	Ø 3,0 mm	64 mm	1
716-110-030-066	Ø 3,0 mm	66 mm	1
716-110-030-068	Ø 3,0 mm	68 mm	1
716-110-030-070	Ø 3,0 mm	70 mm	1
716-110-030-072	Ø 3,0 mm	72 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request


INTEOS® Standardschraube Ø 3,0 (nicht winkelstabil) ss
INTEOS® Standard Screw Ø 3.0 (not angle stable) st


Schraubendurchmesser 3,0 mm
 Kerndurchmesser 2,1 mm
 Kopfdurchmesser 4,0 mm
 Bohrer für Gewindeloch 2,5 mm
 Kompatibel zu ForceDRIVE T8

Screw diameter 3.0 mm
 Core diameter 2.1 mm
 Head diameter 4.0 mm
 Drill bit for threaded hole 2.5 mm
 Compatible to ForceDRIVE T8

Titan	Durchmesser	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Diameter</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>
716-115-030-012	Ø 3,0 mm	12 mm	1
716-115-030-014	Ø 3,0 mm	14 mm	1
716-115-030-016	Ø 3,0 mm	16 mm	1
716-115-030-018	Ø 3,0 mm	18 mm	1
716-115-030-020	Ø 3,0 mm	20 mm	1
716-115-030-022	Ø 3,0 mm	22 mm	1
716-115-030-024	Ø 3,0 mm	24 mm	1
716-115-030-026	Ø 3,0 mm	26 mm	1
716-115-030-028	Ø 3,0 mm	28 mm	1
716-115-030-030	Ø 3,0 mm	30 mm	1
716-115-030-032	Ø 3,0 mm	32 mm	1
716-115-030-034	Ø 3,0 mm	34 mm	1
716-115-030-036	Ø 3,0 mm	36 mm	1
716-115-030-038	Ø 3,0 mm	38 mm	1
716-115-030-040	Ø 3,0 mm	40 mm	1
716-115-030-042	Ø 3,0 mm	42 mm	1
716-115-030-044	Ø 3,0 mm	44 mm	1
716-115-030-046	Ø 3,0 mm	46 mm	1
716-115-030-048	Ø 3,0 mm	48 mm	1
716-115-030-050	Ø 3,0 mm	50 mm	1
716-115-030-052	Ø 3,0 mm	52 mm	1
716-115-030-054	Ø 3,0 mm	54 mm	1
716-115-030-056	Ø 3,0 mm	56 mm	1
716-115-030-058	Ø 3,0 mm	58 mm	1
716-115-030-060	Ø 3,0 mm	60 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request


INTEOS® Spongiaschraube Ø 3,0 (winkelstabil & multidirektional) ws vv ss
INTEOS® Cancellous Screw Ø 3.0 (angle stable & multidirectional) as av st


Schraubendurchmesser 3,0 mm
 Kerndurchmesser 1,6 mm
 Kopfdurchmesser 4,0 mm
 Bohrer für Gewindeloch 2,0 mm
 Kompatibel zu ForceDRIVE T8

Screw diameter 3.0 mm
 Core diameter 1.6 mm
 Head diameter 4.0 mm
 Drill bit for threaded hole 2.0 mm
 Compatible to ForceDRIVE T8

Titan	Durchmesser	Länge	VPe
Titanium	Diameter	Length	PU
716-100-030-012	Ø 3,0 mm	12 mm	1
716-100-030-014	Ø 3,0 mm	14 mm	1
716-100-030-016	Ø 3,0 mm	16 mm	1
716-100-030-018	Ø 3,0 mm	18 mm	1
716-100-030-020	Ø 3,0 mm	20 mm	1
716-100-030-022	Ø 3,0 mm	22 mm	1
716-100-030-024	Ø 3,0 mm	24 mm	1
716-100-030-026	Ø 3,0 mm	26 mm	1
716-100-030-028	Ø 3,0 mm	28 mm	1
716-100-030-030	Ø 3,0 mm	30 mm	1
716-100-030-032	Ø 3,0 mm	32 mm	1
716-100-030-034	Ø 3,0 mm	34 mm	1
716-100-030-036	Ø 3,0 mm	36 mm	1
716-100-030-038	Ø 3,0 mm	38 mm	1
716-100-030-040	Ø 3,0 mm	40 mm	1
716-100-030-042	Ø 3,0 mm	42 mm	1
716-100-030-044	Ø 3,0 mm	44 mm	1
716-100-030-046	Ø 3,0 mm	46 mm	1
716-100-030-048	Ø 3,0 mm	48 mm	1
716-100-030-050	Ø 3,0 mm	50 mm	1
716-100-030-052	Ø 3,0 mm	52 mm	1
716-100-030-054	Ø 3,0 mm	54 mm	1
716-100-030-056	Ø 3,0 mm	56 mm	1
716-100-030-058	Ø 3,0 mm	58 mm	1
716-100-030-060	Ø 3,0 mm	60 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request


INTEOS® Verriegelungsschraube Ø 3,5 (winkelstabil & multidirektional) ws vv ss
INTEOS® Locking Screw Ø 3.5 (angle stable & multidirectional) as av st


Schraubendurchmesser 3,5 mm
 Kerndurchmesser 2,5 mm
 Kopfdurchmesser 5,5 mm
 Bohrer für Gewindeloch 2,7 mm
 Kompatibel zu ForceDRIVE T10

Screw diameter 3.5 mm
 Core diameter 2.5 mm
 Head diameter 5.5 mm
 Drill bit for threaded hole 2.5 mm
 Compatible to ForceDRIVE T10

Titan	Durchmesser	Länge	VPe
Titanium	Diameter	Length	PU
716-110-035-010	Ø 3,5 mm	10 mm	1
716-110-035-012	Ø 3,5 mm	12 mm	1
716-110-035-014	Ø 3,5 mm	14 mm	1
716-110-035-016	Ø 3,5 mm	16 mm	1
716-110-035-018	Ø 3,5 mm	18 mm	1
716-110-035-020	Ø 3,5 mm	20 mm	1
716-110-035-022	Ø 3,5 mm	22 mm	1
716-110-035-024	Ø 3,5 mm	24 mm	1
716-110-035-026	Ø 3,5 mm	26 mm	1
716-110-035-028	Ø 3,5 mm	28 mm	1
716-110-035-030	Ø 3,5 mm	30 mm	1
716-110-035-032	Ø 3,5 mm	32 mm	1
716-110-035-034	Ø 3,5 mm	34 mm	1
716-110-035-036	Ø 3,5 mm	36 mm	1
716-110-035-038	Ø 3,5 mm	38 mm	1
716-110-035-040	Ø 3,5 mm	40 mm	1
716-110-035-042	Ø 3,5 mm	42 mm	1
716-110-035-044	Ø 3,5 mm	44 mm	1
716-110-035-046	Ø 3,5 mm	46 mm	1
716-110-035-048	Ø 3,5 mm	48 mm	1
716-110-035-050	Ø 3,5 mm	50 mm	1
716-110-035-052	Ø 3,5 mm	52 mm	1
716-110-035-054	Ø 3,5 mm	54 mm	1
716-110-035-056	Ø 3,5 mm	56 mm	1
716-110-035-058	Ø 3,5 mm	58 mm	1
716-110-035-060	Ø 3,5 mm	60 mm	1
716-110-035-062	Ø 3,5 mm	62 mm	1
716-110-035-064	Ø 3,5 mm	64 mm	1
716-110-035-066	Ø 3,5 mm	66 mm	1
716-110-035-068	Ø 3,5 mm	68 mm	1
716-110-035-070	Ø 3,5 mm	70 mm	1
716-110-035-072	Ø 3,5 mm	72 mm	1
716-110-035-074	Ø 3,5 mm	74 mm	1
716-110-035-076	Ø 3,5 mm	76 mm	1
716-110-035-078	Ø 3,5 mm	78 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request


INTEOS® Standardschraube Ø 3,5 (nicht winkelstabil) ss
INTEOS® Standard Screw Ø 3.5 (not angle stable) st

 T10
FD

Ti

 1
unit

 Schraubendurchmesser 3,5 mm
 Kerndurchmesser 2,5 mm
 Kopfdurchmesser 5,5 mm
 Bohrer für Gewindeloch 2,7 mm
 Bohrer für Durchgangsloch 3,5 mm
 Kompatibel zu ForceDRIVE T10

 Screw diameter 3.5 mm
 Core diameter 2.5 mm
 Head diameter 5.5 mm
 Drill bit for threaded hole 2.5 mm
 Drill bit for cannulation 3.5 mm
 Compatible to ForceDRIVE T10

Titan	Durchmesser	Länge	VPe
Titanium	Diameter	Length	PU

716-115-035-010	Ø 3,5 mm	10 mm	1
716-115-035-012	Ø 3,5 mm	12 mm	1
716-115-035-014	Ø 3,5 mm	14 mm	1
716-115-035-016	Ø 3,5 mm	16 mm	1
716-115-035-018	Ø 3,5 mm	18 mm	1
716-115-035-020	Ø 3,5 mm	20 mm	1
716-115-035-022	Ø 3,5 mm	22 mm	1
716-115-035-024	Ø 3,5 mm	24 mm	1
716-115-035-026	Ø 3,5 mm	26 mm	1
716-115-035-028	Ø 3,5 mm	28 mm	1
716-115-035-030	Ø 3,5 mm	30 mm	1
716-115-035-032	Ø 3,5 mm	32 mm	1
716-115-035-034	Ø 3,5 mm	34 mm	1
716-115-035-036	Ø 3,5 mm	36 mm	1
716-115-035-038	Ø 3,5 mm	38 mm	1
716-115-035-040	Ø 3,5 mm	40 mm	1
716-115-035-042	Ø 3,5 mm	42 mm	1
716-115-035-044	Ø 3,5 mm	44 mm	1
716-115-035-046	Ø 3,5 mm	46 mm	1
716-115-035-048	Ø 3,5 mm	48 mm	1
716-115-035-050	Ø 3,5 mm	50 mm	1
716-115-035-052	Ø 3,5 mm	52 mm	1
716-115-035-054	Ø 3,5 mm	54 mm	1
716-115-035-056	Ø 3,5 mm	56 mm	1
716-115-035-058	Ø 3,5 mm	58 mm	1
716-115-035-060	Ø 3,5 mm	60 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

INTEOS® - Implantatplatten

INTEOS® - Implant Plates



S

INTEOS® 2.5 Radius H-Platte dorsal ws ww**INTEOS® 2.5 Radius H-Plate dorsal as av**

Plattenstärke 1,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE 6
 Plate thickness 1.5 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE 6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU
777-150-000-006	6 Kopf / 6 Schaft	links / left	50 mm	1
777-150-001-006	6 Head / 6 Shaft	rechts / right	50 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



S

INTEOS® 2.5 Radius dors. Platte dorsal ws ww**INTEOS® 2.5 Radius dors. Plate dorsal as av**

Plattenstärke prox. 2 mm // distal 1,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE 6
 Plate thickness prox. 2 mm // distal 1.5 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE 6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU
777-151-000-007	6 + 1 Langloch / long hole	links / rechts	57 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



S

INTEOS® 2.5 Radius rad. Platte dorsal ws ww**INTEOS® 2.5 Radius rad. Plate dorsal as av**

Plattenstärke prox. 2 mm // distal 1,6 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE 6
 Plate thickness prox. 2 mm // distal 1.6 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE 6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU
777-153-000-007	3 Kopf / 4 Schaft	links / left	48 mm	1
777-153-001-007	3 Head / 4 Shaft	rechts / right	48 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



S

INTEOS® 2.5 Radius uln. Platte dorsal ws ww**INTEOS® 2.5 Radius uln. Plate dorsal as av**

Plattenstärke prox. 2 mm // distal 1,6 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE 6
 Plate thickness prox. 2 mm // distal 1.6 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE 6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU
777-152-000-007	2 Kopf / 5 Schaft	links / left	48 mm	1
777-152-001-007	2 Head / 5 Shaft	rechts / right	48 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



S

INTEOS® 2.5 Radius Y-Platte pal ws wv**INTEOS® 2.5 Radius Y-Plate pal as av**

Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE 6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE 6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU
777-114-000-003	7 Kopf / Schaft 3	links / left	54 mm	1
777-114-000-005	7 Head / Shaft 5	links / left	67 mm	1
777-114-001-003	7 Kopf / Schaft 3	rechts / right	54 mm	1
777-114-001-005	7 Head / Shaft 5	rechts / right	67 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



S

INTEOS® 2.5 Radius Y-Platte extended pal ws wv**INTEOS® 2.5 Radius Y-Plate extended pal as av**

Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE 6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE 6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU
777-134-000-003	7 Kopf / Schaft 3	links / left	54 mm	1
777-134-000-005	7 Head / Shaft 5	links / left	67 mm	1
777-134-001-003	7 Kopf / Schaft 3	rechts / right	54 mm	1
777-134-001-005	7 Head / Shaft 5	rechts / right	67 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



S

INTEOS® 2.5 Radius PI-Platte pal ws wv**INTEOS® 2.5 Radius PI-Plate pal as av**

Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE 6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE 6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU
777-115-000-005	8 Kopf / Schaft 5	links / left	53 mm	1
777-115-001-005	8 Head / Shaft 5	rechts / right	53 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



S

INTEOS® 2.5 Radius PI-Platte extended pal ws wv**INTEOS® 2.5 Radius PI-Plate extended pal as av**

Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE 6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE 6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of holes	Side	Length	PU
777-135-000-005	8 Kopf / Schaft 5	links / left	53 mm	1
777-135-001-005	8 Head / Shaft 5	rechts / right	53 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



S

INTEOS® 2.5 Radius M4 wsl pal schmal ws wv**INTEOS® 2.5 Radius M4 wsl pal slim as av**

Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE 6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE 6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Number of holes</i>	<i>Side</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>
777-112-060-003	9 Kopf / Schaft 3	links / left	55 mm	1
777-112-060-005	9 Head / Shaft 5	links / left	67 mm	1
777-112-061-003	9 Kopf / Schaft 3	rechts / right	55 mm	1
777-112-061-005	9 Head / Shaft 5	rechts / right	67 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



S

INTEOS® 2.5 Radius M4 wsl pal ws wv**INTEOS® 2.5 Radius M4 wsl pal as av**

Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE 6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE 6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Number of holes</i>	<i>Side</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>
777-112-000-003	9 Kopf / Schaft 3	links / left	56 mm	1
777-112-000-005	9 Head / Shaft 5	links / left	68 mm	1
777-112-001-003	9 Kopf / Schaft 3	rechts / right	56 mm	1
777-112-001-005	9 Head / Shaft 5	rechts / right	68 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



S

INTEOS® 2.5 Radius M4 extended wsl pal ws wv**INTEOS® 2.5 Radius M4 extended wsl pal as av**

Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE 6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE 6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Number of holes</i>	<i>Side</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>
777-132-000-003	9 Kopf / Schaft 3	links / left	56 mm	1
777-132-000-005	9 Head / Shaft 5	links / left	68 mm	1
777-132-001-003	9 Kopf / Schaft 3	rechts / right	56 mm	1
777-132-001-005	9 Head / Shaft 5	rechts / right	68 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



S

INTEOS® 2.5 Radius M4 pal schmal ws vv**INTEOS® 2.5 Radius M4 pal slim as av**

Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE 6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE 6

Titan	Lochanzahl	Shape	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Number of holes</i>	<i>Shape</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>
777-112-160-003	9 Kopf / Schaft 3	Shape-links	55 mm	1
777-112-160-005	9 Head / Shaft 5	shape-left	68 mm	1
777-112-161-003	9 Kopf / Schaft 3	Shape-rechts	55 mm	1
777-112-161-005	9 Head / Shaft 5	shape-right	68 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / *Further sizes on request*

S

INTEOS® 2.5 Radius M4 pal ws vv**INTEOS® 2.5 Radius M4 pal as av**

Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE 6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE 6

Titan	Lochanzahl	Shape	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Number of holes</i>	<i>Shape</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>
777-112-150-003	9 Kopf / Schaft 3	Shape-links	55 mm	1
777-112-150-005	9 Head / Shaft 5	shape-left	68 mm	1
777-112-151-003	9 Kopf / Schaft 3	Shape-rechts	55 mm	1
777-112-151-005	9 Head / Shaft 5	shape-right	68 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / *Further sizes on request*

S

INTEOS® 2.5 Radius M4 pal ws vv**INTEOS® 2.5 Radius M4 pal as av**

Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE 6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE 6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Number of holes</i>	<i>Side</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>
777-122-150-003	11 Kopf / Schaft 3	Shape-links	55 mm	1
777-122-150-005	11 Head / Shaft 5	shape-left	68 mm	1
777-122-151-003	11 Kopf / Schaft 3	Shape-rechts	55 mm	1
777-122-151-005	11 Head / Shaft 5	shape-right	68 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / *Further sizes on request*

S

INTEOS® 2.5 Radius M4 extended pal ws vv**INTEOS® 2.5 Radius M4 extended pal as av**

Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE 6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE 6

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Number of holes</i>	<i>Side</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>
777-132-150-003	9 Kopf / Schaft 3	Shape-links	55 mm	1
777-132-150-005	9 Head / Shaft 5	shape-left	68 mm	1
777-132-151-003	9 Kopf / Schaft 3	Shape-rechts	55 mm	1
777-132-151-005	9 Head / Shaft 5	shape-right	68 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / *Further sizes on request*

S

INTEOS® 2.5 Radius M4 pal XXL ws wv**INTEOS® 2.5 Radius M4 pal XXL as av**

Plattenstärke 3,2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE 6
 Plate thickness 3.2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE 6

Titanium	Lochanzahl Number of holes	Seite Side	Länge Length	VPe PU
777-112-150-011	9 Kopf / 11 Schaft	links / left	112 mm	1
777-112-150-016	9 Head / 16 Shaft	links / left	150 mm	1
777-112-150-020	9 Kopf / 20 Schaft	links / left	182 mm	1
777-112-151-011	9 Head / 11 Schaft	rechts / right	112 mm	1
777-112-151-016	9 Kopf / 16 Schaft	rechts / right	150 mm	1
777-112-151-020	9 Head / 20 Schaft	rechts / right	182 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



S

INTEOS® 2.5 Radius M4 pal Revisionsplatte ws wv**INTEOS® 2.5 Radius M4 pal Revision as av**

Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE 6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE 6

Titanium	Lochanzahl Number of holes	Seite Side	Länge Length	VPe PU
777-140-000-011	9 Kopf / 11 Schaft	links / left	107 mm	1
777-140-001-011	9 Head / 11 Schaft	rechts / right	107 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



S

INTEOS® 2.5 Radius M4 pal Osteotomie Platte ws wv**INTEOS® 2.5 Radius M4 pal Osteotomy plate as av**

Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE 6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE 6

Titanium	Lochanzahl Number of holes	Seite Side	Länge Length	VPe PU
777-160-000-003	9 Kopf / 3 Schaft	links / left	55 mm	1
777-160-000-005	9 Head / 5 Shaft	links / left	65 mm	1
777-160-001-003	9 Kopf / 3 Schaft	rechts / right	55 mm	1
777-160-001-005	9 Head / 5 Shaft	rechts / right	65 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



S

INTEOS® 2.5 Radius M4 pal Osteotomie Platte ext. ws wv**INTEOS® 2.5 Radius M4 pal Osteotomy plate ext. as av**

Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE 6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE 6

Titanium	Lochanzahl Number of holes	Seite Side	Länge Length	VPe PU
777-162-000-003	11 Kopf / 3 Schaft	links / left	55 mm	1
777-162-000-005	11 Head / 5 Shaft	links / left	65 mm	1
777-162-001-003	11 Kopf / 3 Schaft	rechts / right	55 mm	1
777-162-001-005	11 Head / 5 Shaft	rechts / right	65 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



S

INTEOS® 2.5 Ulnare Platte distal ws vv*INTEOS® 2.5 Ulnare Plate distal as av*

Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 Schrauben / ForceDRIVE 6
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 screws / ForceDRIVE 6

Titanium	Lochanzahl Number of holes	Seite Side	Länge Length	VPe PU
777-190-000-002	6 Kopf / 2 Schaft	links / left	38 mm	1
777-190-000-003	6 Head / 3 Shaft	links / left	51 mm	1
777-190-000-004	6 Kopf / 4 Schaft	links / left	59 mm	1
777-190-000-005	6 Head / 5 Shaft	links / left	67 mm	1
777-190-000-006	6 Kopf / 6 Schaft	links / left	75 mm	1
777-190-001-002	6 Kopf / 2 Schaft	rechts / right	38 mm	1
777-190-001-003	6 Head / 3 Shaft	rechts / right	51 mm	1
777-190-001-004	6 Kopf / 4 Schaft	rechts / right	59 mm	1
777-190-001-005	6 Head / 5 Shaft	rechts / right	67 mm	1
777-190-001-006	6 Kopf / 6 Schaft	rechts / right	75 mm	1



M

HRS M1 - Radiusplatte palmar ws vv*HRS M1 - Radius Plate palmar as av*

Plattenstärke 1,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 1,5 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titanium	Lochanzahl Number of Holes	Seite Side	Länge Length	VPe PU
775-110-000-003	11 Kopf / 3 Schaft	links	58 mm	1
775-110-000-005	11 Head / 5 Shaft	left	78 mm	1
775-110-001-003	11 Kopf / 3 Schaft	rechts	58 mm	1
775-110-001-005	11 Head / 5 Shaft	right	78 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



M

HRS M2 - Radiusplatte palmar ws vv*HRS M2 - Radius Plate palmar as av*

Plattenstärke 1,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 1,5 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titanium	Lochanzahl Number of Holes	Seite Side	Länge Length	VPe PU
775-111-000-003	10 Kopf / 3 Schaft	links	58 mm	1
775-111-000-005	10 Head / 5 Shaft	left	74 mm	1
775-111-001-003	10 Kopf / 3 Schaft	rechts	58 mm	1
775-111-001-005	10 Head / 5 Shaft	right	74 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



M

HRSe M2 - Radiusplatte palmar extended ws vv*HRSe M2 - Radius Plate palmar extended as av*


Plattenstärke 1,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 1,5 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titanium	Lochanzahl Number of Holes	Seite Side	Länge Length	VPe PU
775-131-000-003	10 Kopf / 3 Schaft	links	60 mm	1
775-131-000-005	10 Head / 5 Shaft	left	76 mm	1
775-131-001-003	10 Kopf / 3 Schaft	rechts	60 mm	1
775-131-001-005	10 Head / 5 Shaft	right	76 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



M


INTEOS® Radius B pal 7/3 ws wv**INTEOS® Radius B pal 7/3 as av**

Plattenstärke 2,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 2,0 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Number of Holes</i>	<i>Side</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>
775-113-000-003	7 Kopf / 3 Schaft	links / left	55 mm	1
775-113-001-003	7 Head / 3 Shaft	rechts / right	55 mm	1



M

INTEOS® Radius M3 Watershed Line Design (wsl) palmar ws wv**INTEOS® Radius M3 Watershed Line Design (wsl) palmar as av**
 anatomic
 preshaped
 extreme



Plattenstärke proximal 2,0 mm / distal 3,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness proximal 2,0 mm / distal 3,0 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Number of Holes</i>	<i>Side</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>
775-112-000-003	9 Kopf / 3 Schaft	links	55 mm	1
775-112-000-005	9 Head / 5 Shaft	left	71 mm	1
775-112-001-003	9 Kopf / 3 Schaft	rechts	55 mm	1
775-112-001-005	9 Head / 5 Shaft	right	71 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



M

INTEOS® Radius M3 extended Watershed Line Design (wsl) palmar ws wv**INTEOS® Radius M3 extended Watershed Line Design (wsl) palmar as av**
 anatomic
 preshaped
 extreme


Plattenstärke proximal 2,0 mm / distal 3,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness proximal 2,0 mm / distal 3,0 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Number of Holes</i>	<i>Side</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>
775-132-000-003	9 Kopf / 3 Schaft	links	55 mm	1
775-132-000-005	9 Head / 5 Shaft	left	71 mm	1
775-132-001-003	9 Kopf / 3 Schaft	rechts	55 mm	1
775-132-001-005	9 Head / 5 Shaft	right	71 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



M

INTEOS® Radius M3 Watershed Line Design (wsl) palmar XXL ws vv**INTEOS® Radius M3 Watershed Line Design (wsl) palmar XXL as av**anatomic
preshaped
extreme

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Number of Holes</i>	<i>Side</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>


775-112-000-018	9 Kopf / 18 Schaft	links / left	183 mm	1
775-112-001-018	9 Head / 18 Shaft	rechts / right	183 mm	1

Plattenstärke proximal 3,75 mm / distal 3,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness proximal 3.75 mm / distal 3.0 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



M

INTEOS® Radius M3 pal schmal ws vv**INTEOS® Radius M3 pal slim as av**

Plattenstärke 2,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 2.0 mm
 Compatible to INTEOS® 3.0 screws / ForceDRIVE 8


Titan	Lochanzahl	Shape	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Number of Holes</i>	<i>Shape</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>

775-112-160-003	9 Kopf / 3 Schaft	Shape-links	55 mm	1
775-112-160-005	9 Head / 5 Shaft	shape-left	71 mm	1
775-112-161-003	9 Kopf / 3 Schaft	Shape-rechts	55 mm	1
775-112-161-005	9 Head / 5 Shaft	shape-right	71 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



M

INTEOS® Radius M3 palmar ws vv**INTEOS® Radius M3 palmar as av**

Plattenstärke 2,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 2.0 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Shape	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Number of Holes</i>	<i>Shape</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>

775-112-150-003	9 Kopf / 3 Schaft	Shape-links	55 mm	1
775-112-150-005	9 Head / 5 Shaft	shape-left	71 mm	1
775-112-151-003	9 Kopf / 3 Schaft	Shape-rechts	55 mm	1
775-112-151-005	9 Head / 5 Shaft	shape-right	71 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



M

INTEOS® Radius M3 extended palmar ws vv**INTEOS® Radius M3 extended palmar as av**

Plattenstärke 2,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 2.0 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Shape	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Number of Holes</i>	<i>Shape</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>

775-132-150-003	9 Kopf / 3 Schaft	Shape-links	55 mm	1
775-132-150-005	9 Head / 5 Shaft	shape-left	71 mm	1
775-132-151-003	9 Kopf / 3 Schaft	Shape-rechts	55 mm	1
775-132-151-005	9 Head / 5 Shaft	shape-right	71 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



M

INTEOS® Radius M3 palmar XXL ws vv*INTEOS® Radius M3 palmar XXL as av*
 anatomic
 preshaped
 eXtreme


Plattenstärke proximal 3,75 mm / distal 2,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness proximal 3.75 mm / distal 2.5 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Side	Length	PU
775-112-150-009	9 Head / 9 Shaft	links / left	111 mm	1
775-112-150-012	9 Kopf / 12 Schaft	links / left	135 mm	1
775-112-150-015	9 Head / 15 Shaft	links / left	159 mm	1
775-112-150-018	9 Kopf / 18 Schaft	links / left	183 mm	1
775-112-151-009	9 Head / 9 Shaft	rechts / right	111 mm	1
775-112-151-012	9 Kopf / 12 Schaft	rechts / right	135 mm	1
775-112-151-015	9 Head / 15 Shaft	rechts / right	159 mm	1
775-112-151-018	9 Head / 18 Shaft	rechts / right	183 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



M

HRSd - Radiusplatte dorsal ws vv*HRSd - Radius Plate dorsal as av*

Plattenstärke 1,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 1.5 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Side	Length	PU
775-150-000-003	7 Kopf / 3 Schaft	links / left	67 mm	1
775-150-000-005	7 Head / 5 Shaft	links / left	87 mm	1
775-150-001-003	7 Kopf / 3 Schaft	rechts / right	67 mm	1
775-150-001-005	7 Head / 5 Shaft	rechts / right	87 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

M

INTEOS® HRSds Radiusplatte distal dorsal schmal ws vv*INTEOS® HRSds Radius plate distal dorsal slim as av*

Plattenstärke 1,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 1.5 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Side	Length	PU
775-150-010-003	4 Kopft / 3 Schaft	links / left	66 mm	1
775-150-011-003	4 Head / 3 Shaft	rechts / right	66 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

M

INTEOS® HRSd Radius dorsal M2 ws vv*INTEOS® HRSd Radius dorsal M2 as av*

Plattenstärke 1,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 1,5 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Side	Length	PU
775-153-000-003	10 Kopf / 3 Schaft	links / left	58 mm	1
775-153-001-003	10 Head / 3 Shaft	rechts / right	58 mm	1
775-153-000-009	10 Kopf / 9 Schaft	links / left	106 mm	1
775-153-001-009	10 Kopf / 9 Schaft	rechts / links	106 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



M

HRSr - Radiusplatte palmar, für Revisionseingriffe ws vv*HRSr - Revision Plate palmar, for Revision Surgeries as av*

Plattenstärke 2,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 2,5 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Side	Length	PU
775-140-000-008	9 Kopf / 8 Schaft	links / left	104 mm	1
775-140-001-008	9 Head / 8 Shaft	rechts / right	104 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



M

HS-RSL - Fusionsplatte ws vv*HS-RSL - Fusion Plate as av*

Plattenstärke 1,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 1,5 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Side	Length	PU
775-120-000-003	14 Kopf / 3 Schaft	links / rechts	62 mm	1



M

HRSad - Radius Arthrodesenplatte ws vv

HRSad - Radius Arthrodesis Plate as av



Plattenstärke 3,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 3,0 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Side	Length	PU
775-155-010-011	11	links / left	102 mm	1
775-155-011-011	11	rechts / right	102 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



M

HUSd - Hofer Ulnare Platte distal ws vv

HUSd - Hofer Ulna Plate distal as av



Plattenstärke 2,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 2,0 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Side	Length	PU
775-190-000-002	6 Kopf / 2 Schaft	links / left	44 mm	1
775-190-000-004	6 Head / 4 Shaft	links / left	60 mm	1
775-190-000-006	6 Kopf / 6 Schaft	links / left	75 mm	1
775-190-001-002	6 Head / 2 Shaft	rechts / right	44 mm	1
775-190-001-004	6 Kopf / 4 Schaft	rechts / right	60 mm	1
775-190-001-006	6 Head / 6 Shaft	rechts / right	75 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



M

HOS - Olekranonplatte ws vv

HOS - Olecranon Plate as av



Plattenstärke 2,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 2,5 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Length	PU
730-155-004-006	6	79 mm	1
730-155-004-008	8	95 mm	1
730-155-004-010	10	111 mm	1
730-155-004-012	12	127 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



M

INTEOS® Olekranon Platte 3.0 & 3.5 ws vv**INTEOS® Olecranon Plate 3.0 & 3.5 as av**

L



Plattenstärke 2,5 mm
 Kompatibel zu
 - Kopfbereich: INTEOS® 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 - Schaftbereich: INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10
 Plate thickness 2.5 mm
 Compatible to:
 - Head area: INTEOS® 3.0 screws / ForceDRIVE 8
 - Shaft area: INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10

730-135-000-012	9 Kopf / 3 Schaft	89 mm	links / left	1
730-135-000-014	9 Head / 5 Shaft	114 mm	links / left	1
730-135-000-016	9 Kopf / 7 Schaft	130 mm	links / left	1
730-135-000-018	9 Head / 9 Shaft	146 mm	links / left	1
730-135-000-020	9 Kopf / 11 Schaft	161 mm	links / left	1
730-135-001-012	9 Head / 3 Schaft	89 mm	rechts / right	1
730-135-001-014	9 Kopf / 5 Schaft	114 mm	rechts / right	1
730-135-001-016	9 Head / 7 Schaft	130 mm	rechts / right	1
730-135-001-018	9 Kopf / 9 Schaft	146 mm	rechts / right	1
730-135-001-020	9 Head / 11 Schaft	161 mm	rechts / right	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

M

INTEOS® Olekranon Platte 3.0 & 3.5 mit Laschen ws vv**INTEOS® Olecranon Plate 3.0 & 3.5 with loop as av**

L



Plattenstärke 2,5 mm
 Kompatibel zu
 - Kopfbereich: INTEOS® 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 - Schaftbereich: INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10
 Plate thickness 2.5 mm
 Compatible to:
 - Head area: INTEOS® 3.0 screws / ForceDRIVE 8
 - Shaft area: INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10

Titan	Lochanzahl	Länge	Seite	VPe
Titanium	Number of Holes	Length	Side	PU
730-135-100-015	9 Kopf / 6 Schaft	89 mm	links / left	1
730-135-100-017	9 Head / 8 Shaft	114 mm	links / left	1
730-135-100-019	9 Kopf / 10 Schaft	130 mm	links / left	1
730-135-100-021	9 Head / 12 Shaft	146 mm	links / left	1
730-135-100-023	9 Kopf / 14 Schaft	161 mm	links / left	1
730-135-101-015	9 Head / 6 Schaft	89 mm	rechts / right	1
730-135-101-017	9 Kopf / 8 Schaft	114 mm	rechts / right	1
730-135-101-019	9 Head / 10 Shaft	130 mm	rechts / right	1
730-135-101-021	9 Kopf / 12 Schaft	146 mm	rechts / right	1
730-135-101-023	9 Head / 14 Shaft	161 mm	rechts / right	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

**HHS PHP - Humerusplatte proximal ws vv***HHS PHP - Humerus Plate proximal as av*

Plattenstärke 2,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 2.5 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Number of Holes</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>
770-115-003-081	14 Kopf / 3 Schaft	81 mm	1
770-115-004-089	14 Head / 4 Shaft	89 mm	1
770-115-005-097	14 Kopf / 5 Schaft	97 mm	1
770-115-006-105	14 Head / 6 Shaft	105 mm	1
770-115-008-121	14 Kopf / 8 Schaft	121 mm	1
770-115-010-137	14 Head / 10 Shaft	137 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

**INTEOS® Humerusplatte 3,5 proximal ws vv***INTEOS® Humerusplate 3.5 proximal as av*

Symbolbild der linken Platte
 Symbolic picture of the left plate

Plattenstärke 3,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10
 Plate thickness 3.0 mm
 Compatible to INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Number of Holes</i>	<i>Side</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>
770-135-000-002	8 Kopf / 2 Schaft	links / left	80 mm	1
770-135-000-003	8 Head / 3 Shaft	links / left	90 mm	1
770-135-000-004	8 Kopf / 4 Schaft	links / left	100 mm	1
770-135-000-006	8 Head / 6 Shaft	links / left	122 mm	1
770-135-000-009	8 Kopf / 9 Schaft	links / left	163 mm	1
770-135-000-012	8 Head / 12 Shaft	links / left	204 mm	1
770-135-000-015	8 Kopf / 15 Schaft	links / left	235 mm	1
770-135-001-002	8 Head / 2 Shaft	rechts / right	80 mm	1
770-135-001-003	8 Kopf / 3 Schaft	rechts / right	90 mm	1
770-135-001-004	8 Head / 4 Shaft	rechts / right	100 mm	1
770-135-001-006	8 Kopf / 6 Schaft	rechts / right	122 mm	1
770-135-001-009	8 Head / 9 Shaft	rechts / right	163 mm	1
770-135-001-012	8 Kopf / 12 Schaft	rechts / right	204 mm	1
770-135-001-015	8 Head / 15 Shaft	rechts / right	235 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

**INTEOS® Humerusplatte 3,0 & 3,5 proximal LM ws vv***INTEOS® Humerusplate 3.0 & 3.5 proximal LM as av*

Plattenstärke 3,0 mm
 Kompatibel zu
 - Schaftbereich: INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10
 - Kopfbereich: INTEOS® 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 3.0 mm
 Compatible to:
 - Shaft area: INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10
 - Head area: INTEOS® 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
<i>Titanium</i>	<i>Number of Holes</i>	<i>Side</i>	<i>Length</i>	<i>PU</i>
770-136-000-003	14 Kopf / 3 Schaft	links / left	85 mm	1
770-136-000-004	14 Head / 4 Shaft	links / left	93 mm	1
770-136-000-005	14 Kopf / 5 Schaft	links / left	101 mm	1
770-136-000-006	14 Head / 6 Shaft	links / left	109 mm	1
770-136-000-007	14 Kopf / 7 Schaft	links / left	117 mm	1
770-136-000-008	14 Head / 8 Shaft	links / left	133 mm	1
770-136-000-010	14 Kopf / 10 Schaft	links / left	149 mm	1
770-136-000-014	14 Head / 14 Shaft	links / left	189 mm	1
770-136-001-003	14 Kopf / 3 Schaft	rechts / right	85 mm	1
770-136-001-004	14 Head / 4 Shaft	rechts / right	93 mm	1
770-136-001-005	14 Kopf / 5 Schaft	rechts / right	101 mm	1
770-136-001-006	14 Head / 6 Shaft	rechts / right	109 mm	1
770-136-001-007	14 Kopf / 7 Schaft	rechts / right	117 mm	1
770-136-001-008	14 Head / 8 Shaft	rechts / right	133 mm	1
770-136-001-010	14 Kopf / 10 Schaft	rechts / right	149 mm	1
770-136-001-014	14 Head / 14 Shaft	rechts / right	189 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



M

HHSdu - Humerusplatte distal ulnar ws vv

HHSdu - Humerus Plate distal ulna as av



Plattenstärke 2,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 2,0 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Side	Length	PU

770-122-000-010	11 + 1 Langloch	links / rechts	111 mm	1
-----------------	-----------------	----------------	--------	---



M

HHSdrd - Humerusplatte distal radial dorsal ws vv

HHSdrd - Humerus Plate distal radial dorsal as av



Plattenstärke 3,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 3,0 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Side	Length	PU

770-120-000-011	11 + 1 Langloch / long hole	links / left	116 mm	1
770-120-001-011	11 + 1 Langloch / long hole	rechts / right	116 mm	1



M

HHSdrl - Humerusplatte distal radial lateral ws vv

HHSdrl - Humerus Plate distal radial lateral as av



Plattenstärke 2,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 2,0 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Side	Length	PU

770-121-000-011	10 + 1 Langloch / long hole	links / left	95 mm	1
770-121-001-011	10 + 1 Langloch / long hole	rechts / right	95 mm	1



**INTEOS® Humerus distal dorsolateral 3.0 & 3.5 ws wv****INTEOS® Humerus distal dorsolateral 3.0 & 3.5 as av**

Plattenstärke 3,0 mm
 Kompatibel zu
 - Schaftbereich: INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10
 - Kopfbereich: INTEOS® 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8

Plate thickness 3.0 mm
 Compatible to:
 - Shaft area: INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10
 - Head area: INTEOS® 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Side	Length	PU
770-140-000-011	10 + 1 Langloch / long hole	links / left	79 mm	1
770-140-000-014	13 + 1 Langloch / long hole	links / left	103 mm	1
770-140-000-016	15 + 1 Langloch / long hole	links / left	119 mm	1
770-140-000-018	17 + 1 Langloch / long hole	links / left	135 mm	1
770-140-001-011	10 + 1 Langloch / long hole	rechts / right	79 mm	1
770-140-001-014	13 + 1 Langloch / long hole	rechts / right	103 mm	1
770-140-000-016	15 + 1 Langloch / long hole	rechts / right	119 mm	1
770-140-000-018	17 + 1 Langloch / long hole	rechts / right	135 mm	1

**INTEOS® Humerus distal lateral 3.5 ws wv****INTEOS® Humerus distal lateral 3.5 as av**

Plattenstärke 4,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10
 Plate thickness 4.0 mm
 Compatible to INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Side	Length	PU
770-141-000-006	5 + 1 Langloch / long hole	links / left	74 mm	1
770-141-000-008	7 + 1 Langloch / long hole	links / left	90 mm	1
770-141-000-010	9 + 1 Langloch / long hole	links / left	106 mm	1
770-141-000-012	11 + 1 Langloch / long hole	links / left	122 mm	1
770-141-001-006	5 + 1 Langloch / long hole	rechts / right	74 mm	1
770-141-001-008	7 + 1 Langloch / long hole	rechts / right	90 mm	1
770-141-001-010	9 + 1 Langloch / long hole	rechts / right	106 mm	1
770-141-001-012	11 + 1 Langloch / long hole	rechts / right	122 mm	1

**INTEOS® Humerus distal medial 3.5 ws wv****INTEOS® Humerus distal medial 3.5 as av**

Plattenstärke 4,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10
 Plate thickness 4.0 mm
 Compatible to INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Side	Length	PU
770-142-000-008	7 + 1 Langloch / long hole	links / left	88 mm	1
770-142-000-011	10 + 1 Langloch / long hole	links / left	112 mm	1
770-142-000-012	10 + 2 Langloch / long hole	links / left	129 mm	1
770-142-000-015	13 + 2 Langloch / long hole	links / left	153 mm	1
770-142-001-008	7 + 1 Langloch / long hole	rechts / right	88 mm	1
770-142-001-011	10 + 1 Langloch / long hole	rechts / right	112 mm	1
770-142-001-012	10 + 2 Langloch / long hole	rechts / right	129 mm	1
770-142-001-015	13 + 2 Langloch / long hole	rechts / right	153 mm	1

**INTEOS® Humerus distal medial 3.5 ws wv ext.****INTEOS® Humerus distal medial 3.5 as av ext.**

Plattenstärke 4,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10
 Plate thickness 4.0 mm
 Compatible to INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Side	Length	PU
770-143-000-009	8 + 1 Langloch / long hole	links / left	94 mm	1
770-143-000-012	11 + 1 Langloch / long hole	links / left	118 mm	1
770-143-000-013	11 + 2 Langloch / long hole	links / left	135 mm	1
770-143-000-016	14 + 2 Langloch / long hole	links / left	159 mm	1
770-143-001-009	8 + 1 Langloch / long hole	rechts / right	94 mm	1
770-143-001-012	11 + 1 Langloch / long hole	rechts / right	118 mm	1
770-143-001-013	11 + 2 Langloch / long hole	rechts / right	135 mm	1
770-143-001-016	14 + 2 Langloch / long hole	rechts / right	159 mm	1



M

HCaS - Calcaneusplatte ws vv

HCaS - Calcaneus Plate as av



Plattenstärke links 1,5 mm
 rechts 1,5 mm
 links / rechts 2,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8

Plate thickness left 1.5 mm
 right 1.5 mm
 left / right 2.0 mm
 Compatible to INTEOS® 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Side	Length	PU
731-100-000-010	10	links / left	70 mm	1
731-100-001-010	10	rechts / right	70 mm	1
731-100-002-010	10	links / rechts	70 mm	1




Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

M

HCaSn - Calcaneusnetzplatte ws vv

HCaSn - Calcaneus Mesh Plate as av




Plattenstärke links 1,5 mm
 rechts 1,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8

Plate thickness left 1.5 mm
 right 1.5 mm
 Compatible to INTEOS® 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Side	Length	PU
731-110-000-021	17	links / left	52 mm	1
731-110-001-021	17	rechts / right	52 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

**INTEOS® Calcaneusplatte M3-3.5 mit Lasche ws vv****INTEOS® Calcaneus Plate M3-3.5 with loop as av**

Titan	Größe / Farbe	Seite	Länge	VPe
Titanium	Size / Colour	Side	Length	PU
731-111-135-001	S - pink / pink	links / rechts	63 mm	1
731-111-135-002	M - blau / blue	left / right	63 mm	1
731-111-135-003	L - grün / green	links / rechts	63 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

Plattenstärke 2,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10
 Plate thickness 2.5 mm
 Compatible to INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10

**INTEOS® Calcaneusplatte M3-3.5 ohne Lasche ws vv****INTEOS® Calcaneus Plate M3-3.5 as av**

Titan	Größe / Farbe	Seite	Länge	VPe
Titanium	Size / Colour	Side	Length	PU
731-111-035-001	S - pink / pink	links / rechts	63 mm	1
731-111-035-002	M - blau / blue	left / right	63 mm	1
731-111-035-003	L - grün / green	links / rechts	63 mm	1




Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

Plattenstärke 2,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10
 Plate thickness 2.5 mm
 Compatible to INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10

M

HKS - Hallux Krallenplatte ws vv

HKS - Hallux Claw Plate as av



Plattenstärke 1,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 1,5 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Length	PU
731-105-000-004	4	28 mm	1
731-105-000-006	6	38 mm	1
731-105-000-008	8	50 mm	1


Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



M

HKS - Krallenplatte ws vv

HKS - Claw Plate as av



Plattenstärke 1,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 1,5 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Length	PU
730-155-008-005	5	46 mm	1
730-155-008-006	6	54 mm	1
730-155-008-008	8	70 mm	1
730-155-008-010	10	86 mm	1
730-155-008-012	12	102 mm	1


Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



M

HFS - Fibulaplatte ws vv

HFS - Fibula Plate as av



Plattenstärke 2,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 2,0 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Bemerkung	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Comment	Length	PU
798-110-101-007	7	mit Haken	58 mm	1
798-110-101-009	9	with Hook	74 mm	1
798-110-101-011	11	mit Haken	90 mm	1
798-110-101-013	13	with Hook	108 mm	1
798-110-100-007	7	ohne Haken	50 mm	1
798-110-100-009	9	without Hook	66 mm	1
798-110-100-011	11	ohne Haken	82 mm	1
798-110-100-013	13	without Hook	98 mm	1


Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



L

Krallenplatte M2 Titan SD-3,5

Claw Plate M2 Titan SD-3,5 as av



Plattenstärke 1,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10
 Plate thickness 1,5 mm
 Compatible to INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10

Titan	Lochanzahl	VPe
Titanium	Number of Holes	PU
730-155-007-006	6	1
730-155-007-008	8	1
730-155-007-010	10	1

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request



M

HFSak - Außenknöchelplatte distal ws vv

HFSak - Ankle Plate distal as av

L



Plattenstärke 2,0 mm

Proximaler Bereich
Kompatibel zu INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10Distaler Bereich
Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8

Plate thickness 2.0 mm

Proximal area
Compatible to INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10Distal area
Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan Titanium	Lochanzahl Number of Holes	Seite Side	Länge Length	VPe PU
798-110-200-003	10 Kopf / 3 Schaft	links / left	64	1
798-110-200-004	10 Head / 4 Shaft	links / left	74	1
798-110-200-005	10 Kopf / 5 Schaft	links / left	84	1
798-110-200-007	10 Head / 7 Shaft	links / left	104	1
798-110-200-009	10 Kopf / 9 Schaft	links / left	124	1
798-110-200-011	10 Head / 11 Shaft	links / left	144	1
798-110-200-013	10 Kopf / 13 Schaft	links / left	164	1
798-110-201-003	10 Head / 3 Shaft	rechts / right	64	1
798-110-201-004	10 Kopf / 4 Schaft	rechts / right	74	1
798-110-201-005	10 Head / 5 Shaft	rechts / right	84	1
798-110-201-007	10 Kopf / 7 Schaft	rechts / right	104	1
798-110-201-009	10 Head / 9 Shaft	rechts / right	124	1
798-110-201-011	10 Kopf / 11 Schaft	rechts / right	144	1
798-110-201-013	10 Head / 13 Shaft	rechts / right	164	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

M

HFSaks - Außenknöchelplatte distal ws vv schmal

HFSaks - Ankle Plate distal as av

anatomic
preshaped
extreme

L



Plattenstärke 2,0 mm

Proximaler Bereich
Kompatibel zu INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10Distaler Bereich
Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8

Plate thickness 2.0 mm

Proximal area
Compatible to INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10Distal area
Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan Titanium	Lochanzahl Number of Holes	Seite Side	Länge Length	VPe PU
798-110-210-003	9 Kopf / 3 Schaft	links / left	64	1
798-110-210-004	9 Head / 4 Shaft	links / left	74	1
798-110-210-005	9 Kopf / 5 Schaft	links / left	84	1
798-110-210-007	9 Head / 7 Shaft	links / left	104	1
798-110-210-009	9 Kopf / 9 Schaft	links / left	124	1
798-110-210-011	9 Head / 11 Shaft	links / left	144	1
798-110-210-013	9 Kopf / 13 Schaft	links / left	164	1
798-110-211-003	9 Head / 3 Shaft	rechts / right	64	1
798-110-211-004	9 Kopf / 4 Schaft	rechts / right	74	1
798-110-211-005	9 Head / 5 Shaft	rechts / right	84	1
798-110-211-007	9 Kopf / 7 Schaft	rechts / right	104	1
798-110-211-009	9 Head / 9 Shaft	rechts / right	124	1
798-110-211-011	9 Kopf / 11 Schaft	rechts / right	144	1
798-110-211-013	9 Head / 13 Shaft	rechts / right	164	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

M

HCS - Claviculaplatte ws wv

HCS - Clavicle Plate as av

Plattenstärke 3,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 3,0 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan <i>Titanium</i>	Lochanzahl <i>Number of Holes</i>	Seite <i>Side</i>	Länge <i>Length</i>	VPe <i>PU</i>
750-100-010-007	7	links / rechts	73 mm	1
750-100-010-009	9	left / right	90 mm	1
750-100-010-011	11	links / rechts	105 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / *Further sizes on request*

M

HCSe - Claviculaplatte Extended ws wv

HCSe - Clavicle Plate Extended as av

Plattenstärke 3,7 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 3,7 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan <i>Titanium</i>	Lochanzahl <i>Number of Holes</i>	Seite <i>Side</i>	Länge <i>Length</i>	VPe <i>PU</i>
750-100-011-007	7	links / rechts	73 mm	1
750-100-011-009	9	left / right	90 mm	1
750-100-011-011	11	links / rechts	105 mm	1

Weitere Größen auf Anfrage / *Further sizes on request*

L

HCM - Claviculaplatte ws mis

HCM - Clavicle Plate as mis

Plattenstärke 4,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 3,5 / ForceDRIVE 10
 Plate thickness 4,0 mm
 Compatible to INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10

Titan <i>Titanium</i>	Lochanzahl <i>Number of Holes</i>	Seite <i>Side</i>	Länge <i>Length</i>	VPe <i>PU</i>
750-100-030-007	5/2	links / rechts	125 mm	1



L

HCMe - Claviculaplatte Extended ws mis


HCMe - Clavicle Plate extended as mis

Plattenstärke 4,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10
 Plate thickness 4,0 mm
 Compatible to INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10

Titan <i>Titanium</i>	Lochanzahl <i>Number of Holes</i>	Seite <i>Side</i>	Länge <i>Length</i>	VPe <i>PU</i>
750-100-030-107	5/2	links / rechts	138 mm	1



L

INTEOS® HCSe 3.5 Claviculaplatte ext. ws vv mis**INTEOS® HCSe 3.5 Claviculaplate ext. as av**


Plattenstärke 4,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10
 Plate thickness 4,0 mm
 Compatible to INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Side	Length	PU
750-100-040-007	5/2	links / rechts left / right	76 mm	1
750-100-040-009	7/2	links / rechts left / right	92 mm	1
750-100-040-011	9/2	links / rechts left / right	108 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

M

HCSlat - Claviculaplatte lateral ws vv**HCSlat - Clavicle Plate lateral as av**

Plattenstärke 3,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3.0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 3,0 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Side	Length	PU
750-100-015-005	10 Kopf / 5 Schaft	links / rechts	75 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

L

INTEOS® HCSac 3.5 Claviculaplatte AC Haken ws vv**INTEOS® HCSac 3.5 Clavicula Plate AC hook as av**anatomic
reshaped
extreme

Plattenstärke 3 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10
 Plate thickness 3 mm
 Compatible to INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10

Titan	Lochanzahl	Hackenhöhe	Seite	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Height of Hook	Side	Length	PU
750-100-150-006	6	15	links / left	66 mm	1
750-100-150-008	8	15	links / left	71 mm	1
750-100-151-006	6	15	rechts / right	66 mm	1
750-100-151-008	8	15	rechts / right	71 mm	1
750-100-180-006	6	18	links / left	69 mm	1
750-100-180-008	8	18	links / left	74 mm	1
750-100-181-006	6	18	rechts / right	69 mm	1
750-100-181-008	8	18	rechts / right	74 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

M

HDRS - Drittelrohrplatte ws vv

HDRS - 1/3 Tubular Plate as av



Plattenstärke 1,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 1,5 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titanium	Lochanzahl Number of Holes	Länge Length	VPe PU
730-100-100-004	4	34 mm	1
730-100-100-005	5	42 mm	1
730-100-100-006	6	50 mm	1
730-100-100-007	7	58 mm	1
730-100-100-008	8	66 mm	1
730-100-100-010	10	82 mm	1
730-100-100-012	12	98 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

L

INTEOS® HDRS 3.5 Drittelrohrplatte ws vv

INTEOS® HDRS 3.5 1/3 Tubular Plate as av



Plattenstärke 2,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10
 Plate thickness 2,5 mm
 Compatible to INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10

Titanium	Lochanzahl Number of Holes	Länge Length	VPe PU
730-100-135-004	4	42 mm	1
730-100-135-005	5	52 mm	1
730-100-135-006	6	62 mm	1
730-100-135-007	7	72 mm	1
730-100-135-008	8	82 mm	1
730-100-135-010	10	102 mm	1
730-100-135-012	12	122 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

L

INTEOS® HS GP 3.5 Gerade Platte H-2 ws vv

INTEOS® HS GP 3.5 Straight Plate H-2 as av



Plattenstärke 2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10
 Plate thickness 2 mm
 Compatible to INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10

Titanium	Lochanzahl Number of Holes	Länge Length	VPe PU
730-112-135-007	5/2	68 mm	1
730-112-135-009	5/4	84 mm	1
730-112-135-013	9/4	124 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

L

INTEOS® HS GP 3.5 Gerade Platte H-4 ws vv

INTEOS® HS GP 3.5 Straight Plate H-4 as av



Plattenstärke 4 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10
 Plate thickness 4 mm
 Compatible to INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10

Titanium	Lochanzahl Number of Holes	Länge Length	VPe PU
730-114-135-009	7/2	104 mm	1
730-114-135-011	7/4	120 mm	1
730-114-135-015	11/4	168 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

M

HS GP - Gerade Platte ws wv

HS GP - Straight Plate as av



Plattenstärke 2,5 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Plate thickness 2.5 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Length	PU
730-110-100-005	7/2	84 mm	1
730-110-100-007	7/4	101 mm	1
730-110-100-009	9/4	121 mm	1
730-110-100-011	11/4	141 mm	1
730-110-100-019	19/4	221 mm	1



Lochanzahl Beschreibung: *winkelstabil / nicht winkelstabil als Kompressionsloch*
 N° of Holes description: *angle stable / not angle stable as compressionhole*

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

L

INTEOS® HS GP 3.5 Gerade Platte ws wv

INTEOS® HS GP 3.5 Straight Plate as av



Plattenstärke 3,0 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10
 Plate thickness 3.0 mm
 Compatible to INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10

Titan	Lochanzahl	Länge	VPe
Titanium	Number of Holes	Length	PU
730-110-135-005	7/2	100 mm	1
730-110-135-007	7/4	116 mm	1
730-110-135-009	9/4	142 mm	1
730-110-135-011	11/4	164 mm	1
730-110-135-104	4/1	61,5 mm	1
730-110-135-105	5/1	73,4 mm	1
730-110-135-106	6/1	85,4 mm	1



Lochanzahl Beschreibung: *winkelstabil / nicht winkelstabil als Kompressionsloch*
 N° of Holes description: *angle stable / not angle stable as compressionhole*

Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

M

HS3.0 - Unterlagscheibe nws

HS3.0 - Washer nas



Scheibenstärke 1,2 mm
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8
 Washer thickness 1.2 mm
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Titan	Lochanzahl	Durchmesser	VPe
Titanium	Number of Holes	Diameter	PU
770-190-030-001	1	Ø 7,0 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

INTEOS® - Instrumente

INTEOS® - Instruments



Spiralbohrer, für AO-SK

Drill Bit, for AO-QC



Stahl Steel	Durchmesser Diameter	Länge ges/Spiral Length tot/Spiral	VPe PU
811-920-015-110	Ø 1,5 mm	110 / 30 mm	1
811-920-015-175	Ø 1,5 mm	175 / 30 mm	1
811-920-020-105	Ø 2,0 mm	105 / 40 mm	1
811-920-020-175	Ø 2,0 mm	175 / 40 mm	1
811-920-025-105	Ø 2,5 mm	105 / 50 mm	1
811-920-025-175	Ø 2,5 mm	175 / 50 mm	1
811-920-027-105	Ø 2,7 mm	105 / 50 mm	1
811-920-027-175	Ø 2,7 mm	175 / 50 mm	1
811-920-032-195	Ø 3,2 mm	195 / 60 mm	1
811-920-035-110	Ø 3,5 mm	110 / 40 mm	1
811-920-035-195	Ø 3,5 mm	195 / 85 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

S

Tiefenmesslehre D=1,4mm Skala=40mm

Depth Gauge for D=1.4mm Skala=40mm



Stahl Steel	Beschreibung Description	Durchmesser Diameter	Skalierung Scale	Bohrergröße Drill Bit Size	VPe PU
811-992-014-040	für INTEOS® 2.5 for INTEOS® 2.5	Ø 1,4	40 mm	2,0 mm	1



M

Tiefenmesslehre für INTEOS® Schrauben

Depth Gauge for INTEOS® Screws

L



Stahl Steel	Beschreibung Description	Durchmesser Diameter	Skalierung Scale	Bohrergröße Drill Bit Size	VPe PU
811-992-014-060	HS 3.0	Ø 1,4	60 mm	2,0 mm	1
811-992-018-060	HS 3.0	Ø 1,8	60 mm	2,0 mm / 2,5 mm	1
811-993-018-060	HS 3.5	Ø 1,8	60 mm	2,7 mm	1




M

INTEOS® Tiefenmesslehre 3.0 & 3.5


INTEOS® Depth Gauge 3.0 & 3.5

L




Stahl Steel	Beschreibung Description	Durchmesser Diameter	Skalierung Scale	Bohrergröße Drill Bit Size	VPe PU
811-992-030-918	INTEOS® 3.0	Ø 1,8	90 mm	2,0 mm / 2,5 mm	1
811-992-035-918	INTEOS® 3.5	Ø 1,8	90 mm	2,7 mm	1




INTEOS® Calcaneusplatte M3 3,5 Zielbohrsystem
INTEOS® Calcaneusplate M3 3.5 Aiming Device System


Stahl Steel	Beschreibung Description	VPe PU
831-111-035-000	Zielbohrsystem / Aiming Device	1
bestehend aus / consisting of:		
831-111-035-001	Zielbohrbügel / Aiming Frame	1
831-111-035-002	Zielbohrhülse / adj. Aiming Sleeve	1
831-111-035-003	Sicherungsbügel / Securing Clip	1


INTEOS® Humerus distal Zielbohrsystem
INTEOS® Humerus distal Aiming Device System


Stahl Steel	Beschreibung Description	VPe PU
811-959-770-001	Zielbohrbügel Humerus distal-Bügel fix Aiming device Humerus distal-fix frame	
811-959-770-002	Zielbohrbügel Humerus distal-Bügel beweglich Aiming device Humerus distal-movable frame	1
811-959-770-003	Zielbohrbügel Humerus distal-Fixierschraube Aiming device Humerus distal-locking screw	1
811-959-770-004	Zielbohrbügel Humerus distal-Klemmschraube Aiming device Humerus distal-clamping screw	1
811-959-770-006	Zielbohrbügel Humerus distal-Bohrhülse 2.5 Aiming device Humerus distal-drill sleeve 2.5	1
811-959-770-007	Zielbohrbügel Humerus distal-Bohrhülse 2.7 Aiming device Humerus distal-drill sleeve 2.7	1


Bohrhilfe
Drill Guides


Stahl Steel	Für Bohrer For Drill Bit	Länge Length	VPe PU
Handgriff für Schraubbohrhülse / Handle for screwable drill guide tip			
811-956-000-125		125 mm	1
Schraubbohrhülse / Screwable Drill Guide Tip			
811-956-015-040	Ø 1,5	40 mm	1
811-956-020-040	Ø 2,0	40 mm	1
811-956-020-060	Ø 2,0	60 mm	1
811-956-025-040	Ø 2,5	40 mm	1
811-956-025-060	Ø 2,5	60 mm	1
811-956-027-040	Ø 2,7	40 mm	1
811-956-027-060	Ø 2,7	60 mm	1
811-956-027-080	Ø 2,7	80 mm	1
811-956-032-040	Ø 3,2	40 mm	1
811-956-035-040	Ø 3,5	40 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

S

Bohrhülse slim D=2,0mm*Drill Guide Slim D=2.0mm*

Stahl	Beschreibung	Für Bohrer	Länge	VPe
Steel	Description	For Drill Bit	Length	PU
811-952-020-020	für INTEOS® 2.5 for INTEOS® 2.5	Ø 2,0	35 mm	1



S

HS Tray - Messskala für INTEOS® 2.5 Peek*HS Tray measuring scale for INTEOS® 2.5 peek*


Peek	Messbereich	Ø Schraube	VPe
Peek	Measure	Ø Screw	PU
809-920-700-507	5 mm - 40 mm	Ø 1,5 / Ø 2,0 mm	1



M

HS Tray - Messskala für Kleinfragment*HS Tray - Measuring scale for small fragment*

L




Stahl / Peek	Messbereich	Ø Schraube	VPe
Steel / Peek	Measure	Ø Screw	PU
809-920-700-503	8 mm - 60 mm	Ø 3,0 & Ø 3,5 mm	1

 Kombi Messskala
Combi Measuring Scale


M

INTEOS® Messskala 3.0 & 3.5 Peek*INTEOS® Measuring scale 3.0 & 3.5*

L



Peek	Messbereich	Ø Schraube	VPe
Peek	Measure	Ø Screw	PU
809-920-700-508	5 mm - 80 mm	Ø 3,0 & Ø 3,5 mm	1



Handschraubendrehergriff mit AO-SK

Screwdriver Handle with AO-QC



Stahl	Bemerkung	Material Griff	VPe
Steel	Comment	Material Handle	PU
811-980-000-014	Ratsche / Ratchet L= 149 mm / Ø 21 mm	Silikon / Silicon	1
811-980-000-021	L= 92 mm / Ø 18,2 mm kanuliert	Peek / Peek	1
811-980-000-030	Endkappe 30 mm L= 126 mm / Ø 22 mm cannulated	Peek / Peek	1
811-980-000-050	End Cap 50 mm L= 146 mm / Ø 22 mm kanuliert	Peek / Peek	1
811-980-000-051	L= 120 mm / Ø 26 mm	Peek / Peek	1



S

HS2.5-Handschraubendreher ForceDrive T6 Peek

HS2.5-Screwdriver Force Drive T6 Peek



Stahl	Bemerkung	Material Griff	VPe
Steel	Comment	Material Handle	PU
811-960-106-001	L= 160 mm / Ø 22 mm	Peek	1



S

ForceDRIVE Klinge T6 L=85 AO-SK kombi. Save Lock

ForceDRIVE Screwdriver Shaft T6 L=85 AO-QC combi. Save Lock



Stahl	Länge	VPe
Steel	Length	PU
811-961-106-085	85 mm	1



Kompatibel zu Überschubhülse ForceDRIVE T6 Save Lock (811-961-106-003)
 Compatible to Holding Sleeve ForceDRIVE T6 Save Lock (811-961-106-003)

M

ForceDRIVE Klinge T8, für AO-SK

ForceDRIVE Screwdriver Shaft T8, for AO-QC



Stahl	Länge	VPe
Steel	Length	PU
811-961-108-100	100 mm	1
811-961-108-175	175 mm	1



L

ForceDRIVE Klinge T10, für AO-SK

ForceDRIVE Screwdriver Shaft T10, for AO-QC



Stahl	Länge	VPe
Steel	Length	PU
811-961-110-100	100 mm	1
811-961-110-175	175 mm	1



S

Überschubhülse ForceDRIVE T6 Save Lock

Holding Sleeve ForceDRIVE T6 Save Lock



Stahl	VPe
Steel	PU

811-961-106-003	1
-----------------	---

Kompatibel zu ForceDRIVE Klinge T6 (811-961-106-085)
 Compatible to ForceDRIVE Screwdriver T6 (811-961-106-085)



M

Überschubhülse ForceDRIVE T8 Save Lock S

Holding Sleeve ForceDRIVE T8 Save Lock S



Stahl	VPe
Steel	PU

811-961-108-006	1
-----------------	---

Kompatibel zu ForceDRIVE Klinge T8 (811-961-108-100)
 Compatible to ForceDRIVE Screwdriver T8 (811-961-108-100)



M

Überschubhülse ForceDRIVE T8 Save Lock L

Holding Sleeve ForceDRIVE T8 Save Lock L



Stahl	VPe
Steel	PU

811-961-108-005	1
-----------------	---

Kompatibel zu ForceDRIVE Klinge T8 (811-961-108-175)
 Compatible to ForceDRIVE Screwdriver T8 (811-961-108-175)



L

Überschubhülse ForceDRIVE T10 Save S

Holding Sleeve ForceDRIVE T10 Save Lock S



Stahl	VPe
Steel	PU

811-961-110-006	1
-----------------	---

Kompatibel zu ForceDRIVE Klinge T10 (811-961-110-100)
 Compatible to ForceDRIVE Screwdriver T10 (811-961-110-100)



L

Überschubhülse ForceDRIVE T10 Save L

Holding Sleeve ForceDRIVE T10 Save Lock L



Stahl	VPe
Steel	PU

811-961-110-005	1
-----------------	---

Kompatibel zu ForceDRIVE Klinge T10 (811-961-110-175)
 Compatible to ForceDRIVE Screwdriver T10 (811-961-110-175)



M

Überschubhülse für INTEOS® 3.0 Schrauben, für Schraubendreherklinge ForceDRIVE T8

Holding Sleeve for INTEOS® 3.0 Screws, for Screwdriver Shaft ForceDRIVE T8



Stahl	Klingenlänge	VPe
Steel	Shaft Length	PU

811-961-108-001	100 mm	1
-----------------	--------	---


811-961-108-002	175 mm	1
-----------------	--------	---



M

Zielbohrblock INTEOS® Radius M3 pal

Aiming Device INTEOS® Radius M3 pal



Markierung Styloidbohrung
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8

Marking of Styloid-hole
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8


Stahl, Silikon Steel, Silicon	Platte Shape Plate shape	Radius Radius	VPe PU
875-112-150-000	SL	links / left	1
875-112-150-001	SL	rechts / right	1
875-112-151-000	SR	links / left	1
875-112-151-001	SR	rechts / right	1



M

Zielbohrblock INTEOS® Radius M3 pal. ext.

Aiming Device INTEOS® Radius M3 pal. ext.



Markierung Styloidbohrung
 Kompatibel zu INTEOS® 2,5 & 3,0 Schrauben / ForceDRIVE 8

Marking of Styloid-hole
 Compatible to INTEOS® 2.5 & 3.0 screws / ForceDRIVE 8

Peek Peek	Platte Shape Plate shape	Radius Radius	VPe PU
875-132-150-000	SL	links / left	1
875-132-150-001	SL	rechts / right	1
875-132-151-000	SR	links / left	1
875-132-151-001	SR	rechts / right	1



L

Zielbohrblock und Implantatsbefestigungsschraube INTEOS® Humerus 3,5 prox.

Aiming Device and Implant Fixation Screw INTEOS® Humerus 3.5 prox.



Kompatibel zu INTEOS® 3,5 Schrauben / ForceDRIVE 10
 Compatible to INTEOS® 3.5 screws / ForceDRIVE 10

Peek Peek	Seite Side	Beschreibung Description	VPe PU
875-135-000-000	links / left		1
875-135-001-000	rechts / right		1
875-135-000-001		Schraube / Screw	1



Drehmomentenbegrenzer, AO-SK

Torque Limiter, AO-QC



Stahl Steel	Drehmoment Torque	VPe PU
811-908-000-012	1,2	1



S

INTEOS® 2.5 Manipulationshilfe kan. für KD

INTEOS® 2.5 Manipulation aid can. for K-Wire



Stahl Steel	Beschreibung Description	Länge Length	VPe PU
875-137-025-045	kanüliert / cannulated kan. Ø 1,2mm / KD Ø 1mm	45 mm	1



M

Doppelbohrhülsen

Double Drill Guides



Stahl	Für Bohrer	für	VPe
Steel	For Drill Bit	for	PU

Für INTEOS® 2,5 & 3.0 Schrauben / for INTEOS® 2.5 & 3.0 Screws

811-953-020-025	Ø 2,0 / 2,5 mm	HRS, etc. (L30)	1
811-954-020-025	Ø 2,0 / 2,5 mm	HHS PHP (L80)	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

M

HS3.0 Bohrhülse monodirektional

HS3.0 Drill Sleeve mono directional



Kompatibel zu INTEOS® Radius M3 Watershed Line Design
 Compatible to INTEOS® Radius M3 Watershed Line Design

Stahl	Für Bohrer	Länge	VPe
Steel	For Drill Bit	Length	PU

811-957-020-044	Ø 2,0 mm	44 mm	1
811-957-025-044	Ø 2,5 mm	44 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

M

Bohrhülse für Zielbohrblock INTEOS® Radius M3 pal

Drill Sleeve for Aiming Device INTEOS® Radius M3 pal



Kompatibel zu Zielbohrblock INTEOS® Radius M3 pal.
 Compatible to Aiming Device INTEOS® Radius M3 pal.

Stahl	Für Bohrer	Länge	VPe
Steel	For Drill Bit	Length	PU

875-112-020-044	Ø 2,0 mm	44 mm	1
875-112-025-044	Ø 2,5 mm	44 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

L

Bohrhülse für Zielbohrblock INTEOS® Humerus prox 3.5

Drill Sleeve for Aiming Device INTEOS® Humerus prox 3.5



Kompatibel zu Zielbohrblock INTEOS® Humerus 3,5 prox.
 Compatible to Aiming Device INTEOS® Humerus 3.5 prox.

Stahl	Für Bohrer	Länge	VPe
Steel	For Drill Bit	Length	PU

875-135-027-060	Ø 2,7 mm	60 mm	1
875-135-027-080	Ø 2,7 mm	80 mm	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

M

INTEOS® 3.0 & 3.5 Manipulationshilfe für Platten

INTEOS® 3.0 & 3.5 Manipulation aid for plate



Stahl	Beschreibung	Länge	INTEOS®	VPe
Steel	Description	Length	INTEOS®	PU

875-136-030-044		44 mm	3.0	1
875-136-030-110		110 mm	3.0	1
875-136-135-055	kanüliert / cannulated	55 mm	3.5	1
875-136-135-110	kanüliert / cannulated	110 mm	3.5	1



Weitere Größen auf Anfrage / Further sizes on request

HS3.0 Spatel nach Clement für INTEOS® Radius

HS3.0 Spatula Clement for INTEOS® Radius



Stahl Steel	Beschreibung Description	VPe PU
875-000-010-206	10 x 206 mm	1



Biegezange für HS3.0 Platten

Bending Pliers for HS3.0 Plates



Stahl Steel	Max. Plattenstärke Max. Plate Thickness	VPe PU
201-906-004-180	1,5 mm	1



Bohrmaschinenadapter kan. mit 3 Kant Anschluss u. AO-SK

Power drill adapter cannulated wit triangular connection and AO-QC



Stahl Steel	VPe PU
811-981-000-000	1



Kleiner T-Silikonhandgriff, AO-SK

Small T-silicon Handle, AO-QC



Stahl, Silikon Steel, Silicon	VPe PU
811-980-000-017	1



HS-Ablagesystem

HS-System Tray

 Beispielbestückung
 Exemplary equipping


Stahl, PEEK, PP	Beschreibung	VPe
Steel, PEEK, PP	Description	PU

HS Basictray aus perforiertem Blech / HS Basic Tray made out of perforated shelf

809-920-700-002	480 x 250 x 65 mm	1
809-920-700-003	540 x 250 x 65 mm	1
809-920-700-004	405 x 250 x 65 mm	1
Mit individueller Beschriftung / with individual labelling		

INTEOS® Ablagesystem 2,5

INTEOS® System Tray 2.5

 Beispielbestückung
 Exemplary equipping


Stahl	Beschreibung	VPe
Steel	Description	PU

809-920-777-001	480 x 250 x 65 mm	1
-----------------	-------------------	---

HS Schraubentray 246 x 256 x 66mm

HS Screwtray 246 x 256 x 66mm



Stahl	Beschreibung	VPe
Steel	Description	PU

809-920-700-010	246 x 256 x 66 mm	1
-----------------	-------------------	---

INTEOS® 3,0 & 3,5 Schraubentray

INTEOS® 3.0 & 3.5 Screwtray




Stahl	Beschreibung	VPe
Steel	Description	PU

809-920-700-011	239 x 249 x 95 mm	1
-----------------	-------------------	---

INTEOS® Schraubenraster Peek

INTEOS® screw rack Peek

Symbolfoto
Symbolphoto

Bemerkung:
Bitte um Angabe ob Verriegelungs- oder Standardschraube und mit Hinweis der Länge für kurze Schrauben bis 34mm oder Länge ab 36mm.

Comment:
Please specify whether locking or standard screw and with a reference to the length for short screws up to 34mm or length from 36mm.

Peek	Durchmesser	VPe
Peek	Diameter	PU
809-920-700-800	Platzhalter mit Logo / Placeholder with logo	1
809-920-700-802	Ø 2,5 mm	1
809-920-700-803	Ø 3,0 mm	1
809-920-700-804	Ø 3,5 mm	1

HS Instrumentensiebkorb mit Deckel MW 0,5mm

HS cassette instruments mesh 0,5mm



Stahl	VPe
<i>Steel</i>	<i>PU</i>
809-920-700-308	1

INTEOS® Deckel für Basictray aus perforiertem Blech

INTEOS® Lid for basic case



Symbolfoto
Symbolphoto

Stahl	Beschreibung	VPe
<i>Steel</i>	<i>Description</i>	<i>PU</i>
809-920-700-005	483 x 253 mm	1
809-920-700-006	543 x 253 mm	1
809-920-700-007	406 x 253 mm	1

HS3.0-INTEOS® Spülschutz Deckel für Schraubenraster


HS3.0-INTEOS® - Cover for Screw Tray



Stahl	VPe
<i>Steel</i>	<i>PU</i>
809-920-700-702	1

HS Multitray - Wechselträger f.4 Schraubenraster flexibel

HS Multitray - Screw Tray for 4 Screw Racks flexible



Stahl	VPe
Steel	PU
809-920-700-703	1

Besonders für Operationen mit niedriger Indikationszahl stellt sich aus Sicht des Klinikums oft die Frage der Anschaffung eines kompletten Systems. Auf Grund der geringeren Umschlagshäufigkeit wird das System auch nicht automatisch am letzten Stand der Medizintechnik gehalten.

Hier stellt ein Leihsystem eine absolut interessante Alternative dar. Gerne stellen wir auf Anforderung ein gewartetes sowie geprüftes Leihsystem der neuesten Generation zur Verfügung.

Für den Europäischen Raum stehen über 20 Leihsysteme (ready to use) zur Verfügung. Gerne können wir auch bestehende Leihsysteme für spezielle Operationen nach Rücksprache adaptieren oder ggfs. neu konfigurieren.

Unter der Rufnummer
+43 3382 53388

oder per Mail
order@hofer-medical.com

können Leihsysteme bestellt und auch reserviert werden.

Natürlich stehen Ihnen unsere Aussendienstmitarbeiter jederzeit gerne zur Beantwortung von Fragen rund um das Hofer-Loan-System zur Verfügung. Dies empfehlen wir insbesondere bei der erstmaligen Inanspruchnahme des Hofer-Loan-Systems.

Nach dem Eingriff reicht eine kurze Meldung an uns, um die Abholung Hofer-Loan-System für Sie zu organisieren.

Die Verrechnung erfolgt lediglich auf der Basis

- des entstandenen Aufwandes pauschaliert sowie
- des Verbrauches an Implantaten sowie ggfs. Instrumenten

Especially for surgeries with a low indication number, the question of acquiring an entire system often arises from the perspective of the hospital. Due to the lower turnover rate, systems also are not automatically upgraded to reflect the latest state of the art equipment concerning medical technology.

*Here, a leased system represents an interesting alternative.
We offer maintained and inspected equipment of the latest generation on loan.*

More than 20 (ready to use) loan systems are available for the European area. We also gladly adapt loan system for special surgical procedures as per consultation.

*Please call us at
+43 3382 53388*

*or contact us via email at
order@hofer-medical.com*

to order and reserve loan systems.

Our sales employees are always ready to answer any questions about Hofer loan systems as well. Please do not hesitate to contact us, especially if this is the first time you are planning on using a Hofer loan system.

After the surgery, briefly notify us that the Hofer loan system is ready for pickup.

You will be invoiced a flat rate based on the incurred expense and a fee for the consumption of implants and any possibly required instruments.

© 2019 Hofer GmbH & Co KG. Alle Rechte vorbehalten.

Operationsanleitungen, Handbücher, Informationsbroschüren und Software sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren, Vervielfältigen, Übersetzen oder Umsetzen in irgendein elektronisches Medium oder maschinell lesbare Form im Ganzen oder in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von HOFER ist nicht gestattet.

Alle weiteren Rechte an der Software sind in den mitgelieferten Lizenzbestimmungen festgelegt.

Das HOFER Logo ist eine Marke der HOFER GmbH & Co KG, welches in Österreich und weiteren Ländern eingetragen ist.

Die Rechte an anderen in diesem Skriptum erwähnten Marken- und Produktnamen liegen bei ihren Inhabern und werden hiermit anerkannt. Die Nennung von Produkten, die nicht von HOFER sind, dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Werbung dar. HOFER übernimmt hinsichtlich der Auswahl, Leistung oder Verwendbarkeit der Produkte keine Gewähr.

Die in diesem Skriptum angeführten Methoden, Arbeitsweisen und ähnliches wurden sorgfältig geprüft. Sollten jedoch trotz dieser Prüfung Fehler oder Verbesserungsvorschläge auffallen, so bitten wir Sie, uns diese mitzuteilen. Die hier dargestellte Operationsmethode stellt lediglich eine mögliche Methode für die zu behandelnde Indikation vor. Es bleibt dem jeweiligen Chirurgen überlassen, sich an die beschriebene Osteosynthesemethode zu halten oder diese entsprechend den Erfordernissen zu variieren. Somit sind direkte und indirekte Schäden sowie Folgeschäden in jedem Fall ausgeschlossen.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

© 2019 Hofer GmbH & Co KG. All rights reserved.

Operation instruction booklets, handbooks, information brochures and software are protected by copyright. Copying, duplication, translation or conversion of said document through any electronic means or machine readable form, whether that be in full or in part, is not permitted without prior written authorisation from HOFER.

All further rights regarding the software are defined in the provided licensing terms.

The HOFER logo is a trademark of HOFER GmbH & Co KG and is registered in Austria and additional countries.

The rights to other brand and product names mentioned in this scripture are reserved by their proprietors and are accepted and recognised here. The naming of products that are not HOFER products serves solely as a source of information and not of advertising. HOFER accepts no liability regarding the selection, performance or efficiency of said products.

The methods and practices, etc. quoted in this scripture have been carefully tested and verified. However, should errors or suggestions of improvement be apparent, despite said verification, we politely ask you to disclose them to us. The surgical method portrayed here merely presents one possible method for the indication that is to be treated. It remains the responsibility of the relevant surgeon to either keep to the aforementioned osteosynthetic method or to vary the method according to individual needs. Direct and indirect complications as well as sequential complications are thus, in every case, excluded.

Should you have any further questions, please do not hesitate to contact us at any time.



AUSTRIA

HOFER GMBH & CO KG
Jahnstrasse 10-12
A 8280 Fürstenfeld

TEL: +43 3382 53388
FAX: +43 3382 53093

office@hofer-medical.com
www.hofer-medical.com

FN21826y
UID ATU30764704



GERMANY

HOFER-MEDICAL GMBH
Ruhrtalstraße 52-60
D 45239 Essen

TEL: 0800-700 80 22 (innerhalb BRD)
FAX: +49 201 56599 1069

office@hofer-medical.de
www.hofer-medical.com

HRB24645
UID DE290596924



ITALY

HOFER MEDICAL ITALIA S.R.L.
Raingasse 26
39100 Bozen

TEL: +39 393 8950481
FAX: +39 06 81151148

office@hofer-medical.it
www.hofer-medical.it

RM-1454597
UID IT13534721009



POLAND

HOFER GMBH & CO KG SPÓŁKA
KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W POLSCE
Radkowska 9
PL 57-402 Nowa Ruda

TEL: +48 603 224112
Fax: +48 748 712273

office@hofer-medical.pl
www.hofer-medical.com

REGON 141527293
UID PL1070011771

creating partnership

Partnerschaft ist für uns das Ergebnis langjähriger zufriedener Beziehung in allen Bereichen unseres Wirkens. Die verlässliche Knochenheilung für den Patienten, die optimale Handhabung der Systeme für Ärzte und OP-Mitarbeiter, sowie die einfache Aufbereitung der Instrumente festigen diese Partnerschaft immer wieder aufs Neue.

„Creating“ bedeutet für uns viel mehr als nur Antworten in Form von innovativen Produktlösungen zu finden.

Für uns ist es das Ergebnis von höchsten Qualitätsansprüchen, ständiger Weiterentwicklung, innovativen Produkten, optimalem Service für Patienten, Ärzte und OP-Mitarbeiter, und das rund um die Uhr.

Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten, unserem Unternehmen, den Mitarbeitern oder den Produktionsmethoden haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Ihr HOFER-medical solutions Team

For us, a partnership is the result of a long and happy relationship in all areas of our work. Reliable bone healing for patients, optimal handling of the systems for surgeons and surgical personnel, as well as the simple preparation of the instruments, constantly strengthen this partnership.

For us, "creating" means more than just finding solutions in the form of innovative products.

It is the result of high standards, constant development, innovative products and excellent service for patients, surgeons and surgical personnel around the clock.

Please do not hesitate to contact us if you have questions about our company, our employees or our production methods.

Your HOFER medical solutions Team